seca analytics **115** Instrucciones breves para la instalación







Instrucciones breves para la instalación

Instalar el monopuesto de trabajo

E stas instrucciones breves le indican lcómo poner en servicio su software seca analytics 115 de forma fácil y rápida junto con aparatos de medición inalámbricos 360° seca. Para ello únicamente son necesarios cuatro pasos:

1. Instalar el software	P. 3-5
2. Liberar licencia monopuesto	P. 6-8
3. Cambiar el idioma de diálogo	P. 9-10
4. Configuración inalámbrica	P. 11-14

Encontrará instrucciones para realizar mediciones, para valorar resultados de exploración, para el funcionamiento de la red y la administración de usuarios, así como para todas las demás funciones del software, en la documentación detallada del usuario constituida por el manual de administrador y las instrucciones de uso que se encuentran en el DVD. Las instrucciones breves le mostrarán también el camino que lleva a estos documentos. **Para la instalación necesita derechos de administrador en su PC.**

1. Instalar el software

Paso 1

Introducir el DVD. **Nota:** Si el DVD no arranca automáticamente, abrir el directorio del DVD en el Explorador de Windows y hacer doble clic en "Setup".

🔛 seca analytics 115 Setup	
Seca a Welcor Setup Will in continue, op Select option Select option Seca analyti Version 1.4.	Inalytics 115 ne stall seca analytics 115 on your computer. Click install to toons to set the install directory or Close to exit. K too too the license terms. O the license terms and conditions!
	Qptions Ministell Qlose
」 授 seea analytics 115 Setup	
seca a	inalytics 115
Seca Welco	ne
Setup will in continue, op	stail seca analytics 115 on your computer. Click install to tions to set the install directory or Close to exit.
Select optio analy analy analy	n: lics 115: complete lics 115: client lics 115: server
seca analyti	cs 115 <u>license terms</u> .
Version 1.4.	2.0
ivij agree to	the license terms and conditions



Seguir las indicaciones de la pantalla





Red **seca 115**: Introducir dirección IP + puerto del servidor en la red, véase manual del administrador

Base de datos Dirección IP / n	ombre de 1 192.168.2.143	
'uerto de red: Lutilizar como	59285	
Producto:	Número de lice Versión de soft Número de lice Duración:	
TTOQUERO.	Numero de lice Version de son Numero de lice Duración.	_

2. Liberar licencia monopuesto



Iniciar el software seca



Paso 2

Introducir el código de instalación (ver etiqueta adhesiva con la licencia en el interior de la funda del DVD) y generar el código de registro





Introducir el código de registro generado en la página de Internet de seca para obtener el código de activación

Registrar el software en: http	::\/register.seca.com
	Gestión de licencias
	🗵 Utilizar licencia monousuario
	Córtino de instalación udeballar uvaldetmeRartibasu
	Su licenzia de prueba caduca en 7 días
	generar código de registro
	Registre el software seca en
	http://wegister.seca.com seca.
	Código de activación
	Utilizar licencia de servidor.
	aceptar cancelar
3 mat tomor di Grif Domini Q Jana - Q Jang P	Alan Second Monet Labora gant Sector (par 1 ■ 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Google-	Brinstele - Ø Stillstelet Battern / Chantien
	Registro de software
	The set of the se
	Se encountry operations are on la base de dans de fonction serca y dessa expensas.
	Registrate do nere >
	Ha olvidado la contraseña
	y's and inginate per ha shidah su contravel d'Angl pode solicite su nana commune.
	Restantia Parte Ingeneta Publicatio de della seguinatia de una i
(i) Feng	Consist (Presidential)



Recibir el código de activación por correo electrónico, introducirlo y finalizar la obtención de la licencia

Código de instalación asdfaccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccocco	Eódigo de instalación E	Utilizar licencia monousuano
Su licencia de prueba caduca en 7 días. generar código de registro Código de registro VCDOBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S	
Código de registro VCDOBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		u licencia de prueba caduca en 7 días.
http://register.seca.com o dirijase a su distribuidor Seca. X650DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Código de registro	VCD0BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Utilizar licencia de servidor.	Código de activación	t <u>p://register.seca.com</u> o diríjase a su distribuidor eca. X650DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aceptar francian) Utilizar licencia de servidor.
(iii)		aceptar (hr)

3. Cambiar el idioma de diálogo



Iniciar el software seca

Windows Media Player Windows Update	
Accessories	
Application Verifier (x64)	
Debugging Tools for Windows (x64)	
IronPython 2.7	
Maintenance Music	
Microsoft SQL Server 2008 R2 Microsoft Windows Differences Table E	
Microsoft Windows Performance Toolki =	
Microsoft Windows SDK v7.1	
Cls configuration	
S seca analytics 115	
🖟 VMware	
Back	
Search programs and files	
➡	
seca analytics 115	
Usuario: admin ••••••	
Usuario: admin	
Usuario: admin	
Usuario: admin	
Usuario: admin Contraseña: xxxxx aceptar 2	



Acceder a la ventana de diálogo "Ajustes"





Configuración		
Generalidades		
Idioma de diálogo:	Español-ES	•
Formato de hora:	Alemán-DE Inglés-UK	0
Formato de fecha:	Inglés-US Español-ES	
Formato de nombre:	Español-MX Finés-FI	n
Formato de la dirección:	Global	

4. Configuración inalámbrica

Instrucciones breves

La configuración de una red inalámbrica es el camino más corto para establecer una transmisión de datos entre aparatos situados en un radio de 360°. **Consejo:** Para una transmisión de datos más rápida, le aconsejamos conectar el mBCA al PC a través de Ethernet. Encontrará más información en el manual del administrador del software y del mBCA.

Paso 1

Conectar el adaptador USB inalámbrico seca 456 e iniciar el ordenador



Paso 2

Iniciar el software seca





Acceder a la ventana de diálogo "configuración inalámbrica"





Buscar canales inalámbricos (automáticamente) e iniciar sesión con el aparato





Memorizar los dispositivos registrados y finalizar la configuración

disposit	rar a que se muestren los tivos conectados.	3. Esperar a que los dispositivos conectados se muestren con los números de serie.
Configura	ción inalámbrica	Configuración inalámbrica
Grupo inalá	imbrico 0	Grupo inalámbrico 0
	Establecer el grupo inalámbrico	Establecer el grupo inalámbrico
Están dispo	onibles los siguientes canales	Están disponibles los siguientes canales
	Canal 1 0 Canal 2 30	Canal 1
	Canal 3 60	Canal 3 60
	Terminar registro	Terminar registro
Encienda to inalámbrico	odos los aparatos para el grup <mark>o 2.</mark> o seleccionado.	
		Se han registrado los siguientes aparatos:
mBCA Tallímetro		mBCA 01515201109207 Tallímetro 01274201109207
	Configuración inslámbrica Grupo inslámbrico 0 Grupo inslámbrico	o 1 Grupo inslámbrico 2
	Configuración inalámbrica Grupo inalámbrico 0 Qrupo inalámbrico Establecer el grupo inalámbrico Establecer	o 1 Grupo inslámbrico 2 Ectatelecer el grupo inslámbrico
	Centiguración inalámbrica Grupe inalámbrico 0 Grupe inalámbrico Estániecer el grupe inalámbrico Estable Están disponibles los siguientes canales Canal 1 0	o 1 Grupo inslámbrico 2 Canal 1 Canal 1 Canal 1
	Configuración inalámbrica Grupo inalámbrico 0 Grupo inalámbrico Establecer el grupo inalámbrico Estable Están disponibles los siguientes canales Canal 1 0 Canal 2 00 Canal 3 00	e 1 Grupo inslámbrico 2 lecer el grupo inslámbrico Canal 1 Canal 2 Canal 2 Canal 2 Canal 2
	Configuración inalámbrica Grupo inalámbrico 0 Grupo inalámbrico Establecer al grupo inalámbrico Establecer al grupo inalámbrico Están disponibles los siguientes canales Canal 1 Canal 2 Canal 2 Grupo inalámbrico Están disponibles los siguientes canales	o 1 Grupo inalámbrico 2 lecer el grupo inalámbrico Canal 1 Canal 2 Canal 2 Canal 3 Dicia registe Inicia registe
	Configuración inslámbrica Grupo inslámbrico 0 Grupo inslámbrico Establecer el grupo inslámbrico Estable Estálecer el grupo inslámbrico Estable Estále disponibles los siguientes canáles Granal 2 00 Canal 3 60 Terminiser registro Se bara septimendo los ricinisetes a searator:	e 1 Qupo inslámbrico 2 teor el pupo inslámbrico Canal 1 Canal 2 Canal 3 Indiar registro
	Configuración inslámbrica Grupo inslámbrico 0 Grupo inslámbrico Establecer el grupo inslámbrico Establecer el grupo inslámbrico Canal 1 Canal 2 Grupo inslámbrico Establecer el grupo inslámbrico Terminal registro Canal 2 Se han registrodo los siguientes aparatos: ESCA Tallendo DISSEQUIDO207 DISSEQUIDO207	e 1 Grupo inslámbrico 2 Extradiscer el grupo inslámbrico Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canad 3 Can
	Configuración inslámbrica Grupo inslámbrico Establecer el grupo inslámbrico Canal 1 Canal 2 Canal 3 Occard 3 Be han registrado los siguientes aparatos: BéCA Talineto 01327401109007	e 1 Grupe inslámbrice 2 lecer el grupe inslámbrice 2 Canal 1 Canal 1 Canal 2 Canal 3 licia registro Incia registro
	Configuración inalámbrica Grupo inalámbrica Establecer el grupo inalámbrica Establecer el grupo inalámbrica Establecer el grupo inalámbrica Canal 1 Canal 2 Canal 2	o 1 ango inslámbrico 2 Extralecer el grupo inslámbrico Canal 2 and 2 a
	Configuración inalámbrica Orupo inalámbrico Orupo inalámbrico Establecer el grupo inalámbrico Establecer Establecer el grupo inalámbrico Establecer Establecer el grupo inalámbrico Establecer Canal 2 O Canal 2 O Canal 3 O Terminiar registro O Se han registrado los siguientes aparatos: D MBCA 01274/031105927	a l aupo inalámbrico 2 a nal a la aupo inalámbrico 2 Canal 2 Ca

Acceder a las documentaciones





seca analytics **115**

Manual del administrador

- Administrar usuarios
- Establecer otros grupos inalámbricos
- Establecer la red de PC
- Configuración de dispositivo RS232
- Seleccionar impresora para mBCA
-



seca analytics **115**

Instrucciones de uso para médicos y asistencias

- Administrar historiales médicos seca
- Realizar mediciones
- Valorar resultados de exploración
- Imprimir informes de exploraciones
- Enviar historial médico seca a mBCA seca
-

Sistemas médicos medición y de pesaje desde 1840

seca gmbh & co. kg Hammer Steindamm 9 – 25 22089 Hamburg - Alemania Telefon +49 40 20 00 00 0 Fax +49 40 20 00 00 50 technicalservice.de@seca.com

Todos los datos de contacto en www.seca.com



y sucursales en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, China, Japón,

México, Austria, Polonia, Oriente Medio, Brasil y Finlandia

Seca Precisión para la salud