seca analytics **115** Korte instructie voor de installatie



Korte instructie (seca analytics 115





Korte instructie voor de installatie

Afzonderlijke werkplek inrichten

D eze korte instructie laat u zien hoe u uw software seca analytics 115 samen met de seca 360° wireless meetapparaten snel en eenvoudig in bedrijf kunt nemen. Hiervoor zijn slechts 4 stappen nodig:

| 1. Software installeren | P. 3-5 |
|---|----------|
| 2. Licentie voor één computer vrijschakelen | P. 6-8 |
| 3. Dialoogtaal wijzigen | P. 9-10 |
| 4. Draadloze configuratie | P. 11-14 |

Instructie voor het uitvoeren van metingen, voor het evalueren van onderzoeksresultaten, voor het netwerkbedrijf en Userbeheer en voor alle verdere functies van de software vindt u in de uitvoerige gebruikersdocumentatie bestaande uit het administratorhandboek en de Gebruiksaanwijzing op de dvd. Ook naar deze documenten wijst deze korte instructie u de weg. **Voor de installatie heeft u administratorrechten op uw pc nodig.**

1. Software installeren

Stap 1

dvd invoeren. **Aanwijzing:** Wanneer de dvd niet automatisch start, lijst van de dvd in Windows Explorer openen en dubbelklikken op "Setup".

| 😾 seca analytics 115 Setup 💿 🗊 💌 |
|---|
| seca analytics 115 Welcome Setup will install seca analytics 115 on your computer. Click install to continue, options to set the install directory or Close to eat. Select option: analytics 115: complete Partices 115: icomplete Seca analytics 115: icomplete Seca analytics 115: icomplete Seca analytics 115: jiconse terms. Version 1.4.0.0 Pagree to the license terms and conditions Pattors Partices Install Close |
| • |
| 😾 seca analytics 115 Setup 👘 📼 |
| Seca analytics 115 Welcome Setup will install seca analytics 115 on your computer. Click install to continue, options to set the install directory or Close to ext. Select option: • analytics 115: complete • analytics 115: client • analytics 115: client • analytics 115: server seca analytics 115 license terms. Version 1.4.0. • graree to the license terms and conditions • gratematical conditions |



Volg de aanwijzingen op het beeldscherm





| Verschiint automatisch na de nieuwe sta | irt: |
|---|------|
|---|------|

Afzonderlijke werkplek:

| S licentieserver | | | | | 8 | × |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|-----------|---|---|
| Databank | | | | | | |
| IP-adres / Hostnaam: | 127.0 | D.O.1 | | | | |
| Netwerkport: | 5928 | 5 | | | | |
| als licentieserver gebruike | en | | | | | |
| Product: Aantal float | ing li | Softwareversie | Licentienummer | Looptijd: | | |
| | | | | | | |
| toevoegen | | | | J sluite | | |

seca 115 netwerk: IP-adres + port van de server in het **seca 115** netwerk invoeren, zie administratorhandboek

| -adres / Hostr | naam: 192. | 168.2.143 | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|--------|--|
| etwerkport: | 5928 | 15 | | | | |
| als licentieser | ver gebruiken | | | | | |
| Product: | Aantal floating li | Softwareversie | Licentienummer | Looptijd: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| tnevnen | | | overnemen () | slu | iten Û | |

2. Licentie voor één computer vrijschakelen

Stap 1

seca software starten



Stap **2**

Installatiecode (zie licentiesticker op de binnenkant van de dvd-hoes) invoeren en registratiecode genereren





Gegenereerde registratiecode op de seca website invoeren om de activeringscode te krijgen

| | Lingstinkakaa | | | |
|--|--|--|-------------------|---|
| | Licentebeneer | 20 Warkhlaklirantia nahruikan | | |
| | Installatie | code V3Z6I J78 | | |
| | | Registratiecode genereren | | |
| | Registratie | vcde VBC7 XC4 | | |
| | | Registreer de seca software onder http://register.seca.com of neem contact op met uw | | |
| | Activerings | scode | | |
| | | Serverlicentie gebruiken | | |
| | | ok | afbreken | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | + | | |
| | | | | |
| | | | | |
| e seca license database - Winde | nns Internet Explorer ca.com/login/Yang-on | ▷ 및 월 42 × jog seca korree database ★ | _ | 0.5x A * 0 |
| C teca license database • Winds C C • C • C • C • taga / experiment × Google | ers Internet Explorer cs.com/ogir/Aury-en Sube - Mehr 29 | P 🔒 🕂 X 🍯 sea lower fondese 🛛 🗙 | | Annelen K |
| Grand Konst differen werde Grand Konst differen werde × Gongle | nn Internet taplerer a. am logi / Targ-en Secon Precision for health | P A I I K Seakow datase X | Select language | an _a an |
| Constant and the second | Institute Laborer a. com/op//lag-en | Part in a grant torong datases | Select language 🖉 | CICX CICX Averation No I |
| C and heast different. Wind C C or S = S = S = S = S = S = S = S = S = S | as taland Esplore 20.00 Vojn Forum Sector 1 March 20 Persisten for frank Persisten for frank | P2 * * © materie conser * | Select language | en status n ≥ ⊙ Amedian ≷t- |
| € tria brane database Wood € ⊕ ⊕ ♥ € Topo region × Con gin | ans totarent Explorer Construction Strategy Construction Construction Presisten for health | P | Select language 🖉 | Arrestine 🔌 - |
| Cer yet konse datakase Wook See | ns bitanet typine a.mtyping 2 star + inte 3 Presiden to hatting | Profile to the second s | Select language 9 | de a de a |
| Consider a second database i Wood Consider a second database i Wood x Consider x Consider | ns hiteret (spine) a centryoffsynn Centryoffsynn Second Second Persone for inserie Persone for inserie | Provide a first state of the set former determined of the set former deter | Seec Impage 2 | el a le a |
| Construct of the second of the | ens historiet Explorer Control of Hyperia Particle + 166 29 Personan for Factor Personan for Factor | P i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | Select language 💽 | en in en s Annothen % - ⊥ |
| Conge | ns talanat taplaret Cambradharan I State + Mar 2 Decision for instant | P A A A ANALYSIC AND ANALYSIC | Seec language | (1) is the interval of the in |
| Ce gie | IN Material Explored Control (15 mm) | | Select language 9 | en al a la a n a a Annoble N ∠ |
| Conject | to Material Explored Cambra of Harman | Proprotection Construction | Seec targay | el s (d) s |
| Congie | In States of Capitor Control of Capitor Cont | <image/> | | en a le 3 Arresten 4 ⊒ |
| Congin | In Status Capitor | | Select language | e i e i Annatian % ⊥ |

Stap **4**

Activeringscode per e-mail ontvangen, invoeren en licentieverlening afronden

| Installatiecode asdfaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|--|
| registratiecode genereren Registratiecode VCDOBX000000000000000000000000000000000000 |
| Activeringscode X650Dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| |
| Serverlicentie gebruiken ok |

3. Dialoogtaal wijzigen



seca software starten

| 🖸 Windows Media Player | |
|--|----------------------------|
| VDS Victures | |
| Accessories | |
| Application Verifier | seca |
| Application Verifier (x64) | |
| Debugging Tools for Windows (x64) | Documents |
| 🔒 Games | Pictures |
| IronPython 2.7 | |
| Maintenance | Music |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 | |
| Microsoft Windows Performance Toolki | Computer |
| Microsoft Windows SDK v7.0 | Control Panel |
| Microsoft Windows SDK v7.1 | |
| 😺 seca software | Devices and Printers |
| Cls configuration | |
| S seca analytics 115 | Default Programs |
| Vhivare 1 | Help and Support |
| | |
| 1 Back | |
| Search programs and files | Shut down |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| seca analytics | 5 |
| Seed analytics | • |
| | |
| | |
| Gebruiker: admin | |
| Wachtwoord: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Cobruiker: edmin |
| | GEDIUKEL. AULTIIL |
| | albreken Wachtwoord: admin |
| $\langle 2 \rangle$ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | , |
| <u></u> | |





| Instellingen | | |
|--------------|----------------------------|----------|
| Algemeen | | |
| Dialoogtaal: | Nederlands-NL | • |
| Tijdformaat | Japans-JP Nederlands-NL | |
| Datumformaat | Pools-PL Portugees-BR | - |
| Naamformaat | Russisch-RU Chinees-CN | A V |
| Adresformaat | globaal | T |

4. Draadloze configuratie

Korte instructie

De configuratie van een draadloos netwerk is de snelste manier om een datatransmissie tussen seca 360° wireless-apparaten in te richten. **Tip:**Voor een snellere datatransmissie adviseren wij u de mBCA via ethernet aan de pc aan te sluiten. Informatie hierover vindt u in de administratorhandboeken van de software en de mBCA.

Stap 1

USB-draadloze adapter seca 456 aansluiten en computer starten



Stap 2

seca software starten





Dialoogvenster "draadloze configuratie" oproepen





Draadloze kanalen zoeken (automatisch) en aanmelding van het apparaat starten



Stap **5**

Aangemelde apparaten opslaan en draadloze configuratie afronden

| appara | chten tot de ingeschakelde aten worden weergegeven. | 3. Wachten tot de aangemelde apparaten met serienummers worden weergegeven. |
|----------------------------|---|--|
| draadloze | e configuratie | draadloze configuratie |
| draadloze g | groep 0 | draadloze groep 0 |
| | Draadloze groep inrichten | Draadloze groep inrichten |
| De volgend | le kanalen zijn beschikbaar | De volgende kanalen zijn beschikbaar |
| | Kanaal 1 0 | Kanaal 1 0 |
| | Kanaal 2 30 | Kanaal 2 30 |
| | Kanaal 3 60 | Kanaal 3 60 |
| | aanmelding afsluiten | aanmelding afsluiten |
| Schakel all draadloze g | e apparaten voor de geselecteel 🥌 🖍 groep in. | |
| | | De volgende apparaten werden aangemeld: |
| Lengtemeter mbca | r. | Lengtemeter 01285288108765 |
| | | indea di Sivieri i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| | | |
| _ | | |
| - | draadloze configuratie | • |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 draadloze | groep 1 dawdoze groep 2 |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 draadloz Draadloze groep inichten De volgende kanslen zijn beschiktear | rgroep 1 drasdicze groep 2 Drasdicze groep inrichen Drasdicze groep inrichen |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 draadloze Draadloze groep innohen De volgende kanalen zijn beschikbaar Kanaal 1 0 | rgroep 1 draedicze groep 2 Draedicze groep inrichten Draedicze groep inrichten Kanaal 1 |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 draadloz De volgende kanalen zijn beachikbaar Kanaal 1 0 Kanaal 2 00 Kanaal 3 00 | groep 1 draefloze groep 2 Draefloze groep inrichten Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 Kanaal 3 |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 draadloze Draadloze groep inicitien | rgroep 1 deaefloze proep 2 Draadloze groep inrichten Draadloze groep inrichten Kansal 1 Kansal 2 Kansal 3 Kans |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 draadloz Draadloze groep inicihem De volgende kanalen zijn beschikbaar Kanael 1 0 Kanael 2 30 Kanael 3 00 zermelding skiluten | rgroep 1 deseffore groep 2 Draadtoze groep inrichten Kanaal 1 Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 Kanaal 3 Kanaal 3 |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 Draadloze groep inridem De volgende kanalen zijn bachkbaar Kanaal 1 Kanaal 2 Sameel dag wannelding stiluten De volgende apparaten werden aangemeid. Logeneter 02525010785 | rgroep 1 deadloze groep 2 Deadloze groep inrichten Draadloze groep inrichten Konaal 1 Kanaal 1 Kenaal 3 Kanaal 2 aanmelding starten aanmelding starten |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 Daadloze groep 1 Daadloze groep 1 Daadloze groep 1 Daadloze groep 1 Mana 1 Ma | rgroep 1 dradicer groep 2 Draadicer groep inrichten Draadicer groep inrichten Kanaal 1 Kanaal 3 aanmelding starten aanmelding starten |
| | draadloze configuratio draadloze groep 0 Desclizze groep midden De volgende kanalen zijn beschikbaar Kranal 1 Kranal 3 zermelding skiluten | rgroep 1 draedfoas groep 2 Deaadfoas groep inicidem Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 aarmetding starten aarmetding starten |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 draadloze Draadloze groep inicitien inicitien De volgende kanslen zijn beschikbaar inicitien Krans 1 0 Krans 3 0 zanmelding abluiten inicitien De volgende apparaten werden aangemeldt 015411111111 | rgroep 1 deadGoze groep 2 DeadGoze groep inicitien Kanaal 1 DeadGoze groep inicitien Kanaal 2 Kanaal 3 Kanaal 3 aanmetding staten |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 Draadloze groep inchem De volgende kanalen zijn beschikbaar Kanaal 1 Kanaal 2 Sammelding skluvien De volgende apparaten werden aangemeld Legenster Opstadloze opregende Oststation gespunde De volgende apparaten werden aangemeld Imma Opstation gespunde | rgrop 1 desdoze grop 2 Desdoze grop inchen Desdoze grop pinchen Annal 2 Kanal 3 azerredding storer |
| | draadloze configuratie draadloze groep 0 Draadloze groep inridem De volgende kanalen zijn baschekbaar Kanaal 2 Kanaal 3 Be volgende speenden werden aangemeld: Legenster 0155288102/165 #sca 015411111111 | rgree 1 deadlose groep 2 Deadlose groep inroben Deadlose groep inroben Deadlose groep inroben Deadl |
| | draadloze configuratio draadloze groep 0 Daadloze groep inicidem De volgende kansten zijn beschikbaar Kansal 1 Kansal 2 Kansal 3 aanmelding aktiven De volgende kansten zijn beschikbaar Kansal 3 De volgende kansten zijn beschikbaar Brandling aktiven De volgende speersten werden aangemeldt Independer De volgende konsten zijn beschikbaar De volgende konsten staten zijn beschikbaar De volgende konsten zijn beschikbaar De volgende konsten staten zijn beschikbaar De vo | |
| | draadloze configuratio draadloze groep 0 Desclize groep inicidem De volgende kanelen zijn beschikbaar Krans 1 0 Krans 3 0 aarmeting skriuten De volgende kapeursten werden aangemeidt Inser 0155/38100785 De volgende kapeursten werden aangemeidt Inser 0155/38100785 | |

Gebruikersdocumentatie oproepen

| | | S sec | ca an | alytics 115 | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|---|---------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---|---|--|
| | | Best | tand | Bewerken | Extra's | - The | | | | | | |
| | | _ | _ | | | <u>(1</u>) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| seca ana | alytics 115 | | | | | | S seca an | alytics 115 | | | | |
| <mark>seca ana</mark> Bestand | alytics 115 Bewerken | Extra's | ? | | | | S seca an Bestand | a lytics 115 Bewerken | Extra's | ? | | |
| seca and Bestand | alytics 115 Bewerken | Extra's | ? Pr | roductinformatie | | | S seca an Bestand | a lytics 115 Bewerken | Extra's | ? | Productinformatie | |
| seca and Bestand | a lytics 115 Bewerken | Extra's | ? Pr Ge | roductinformatie ebruiksaanwijzing | | | S seca and Bestand | alytics 115 Bewerken | Extra's | ? | Productinformatie Gebruiksaanwijzing | |
| seca and Bestand | <mark>alytics 115</mark> Bewerken | Extra's | ? Pr Ge ac | roductinformatie ebruiksaanwijzing dministratorhandboel | k | | S seca and Bestand | a lytics 115 Bewerken | Extra's | ? | Productinformatie Gebruiksaanwijzin administratorhand | |



| seca 115 Gebruikerssameljzing | |
|-------------------------------------|--------|
| weer artsen en medisch personeel | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Seca / |

seca analytics 115

Gebruiksaanwijzing

- seca patiëntendossiers beheren
- Metingen uitvoeren
- Onderzoeksresultaten evalueren
- Onderzoeksrapporten afdrukken
- seca patiëntendossier aan seca mBCA sturen
-

Medische meetsystemen en weegschalen sinds 1840

seca gmbh & co. kg Hammer Steindamm 9 – 25 22089 Hamburg • Duitsland Telefoon +49 40 20 00 00 0 Fax +49 40 20 00 00 50 technicalservice.de@seca.com

Alle contactgegevens onder www.seca.com



seca handelt wereldwijd met hoofdvestiging in Duitsland

en vestigingen in Frankrijk, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zwitserland, China, Japan, Mexico, Oostenrijk, Polen, Midden-Oosten, Brazilië en Finland

