

seca EMR Modul für die Windows Zwischenablage (Clipboard Modul)

Das seca EMR modul für die Windows Zwischenablage (Clipboard Modul) erlaubt Ihnen, Messwerte in die Windows-Zwischenablage zu kopieren. Jedes Mal, wenn Sie die Schaltfläche *senden an EMR* betätigen, wird eine formatierte Zeichenkette mit dem Gewicht und/oder der Größe in die Windows-Zwischenablage kopiert. Sie können dann diese Zeichenkette in eine Anwendung Ihrer Wahl kopieren.

Konfiguration

Die Konfigurationsseite für das Modul sieht wie folgt aus:

seca emr flash 101

seca emr flash 101

allgemein logging geräte ansicht

Konfiguration Clipboard-Modul

Format für Gewicht allein: {2} Gewicht: {0}

Format für Gewicht und Größe: {2} Gewicht: {0}, Größe: {1}

Format für Größe allein: {2} Größe: {1}

Zeilenwechsel anfügen: ☒

hilfe ok abbrechen

Sie können verschiedene Formate für folgende Fälle definieren:

- Es gibt nur ein Gewicht
- Es gibt nur eine Größe
- Sowohl Gewicht als auch Größe sind vorhanden

In jedem dieser Formate können Sie Platzhalter für Messwerte und Zeit/Datum verwenden:

- {0} kennzeichnet da Gewicht
- {1} kennzeichnet die Größe
- {2} Kennzeichnet Datum und Zeit

Schließlich können Sie mit der Einstellung *Zeilenwechsel anfügen* festlegen, ob ein Zeilenwechsel an das Ende der Zeichenkette angefügt werden soll.