

# seca 700

Pèse-personne mécanique à colonne à contrepoids coulissants à hauteur des yeux



- Très grande capacité de 220 kg pour les patients les plus corpulents.
- Large plateau peu élevé.
- Mécanisme commode et lecture facile du poids à hauteur des yeux.
- Construction robuste sur châssis en fonte.
- Roulettes de transport pour une utilisation mobile.

**seca 700 :**

## Précision, qualité et caractère.

Une précision sans compromis et une technique à toute épreuve sont indispensables pour une balance placée au service quotidien des soins professionnels. C'est précisément avec de telles qualités que cette balance à colonne avec son fléau classique à contrepoids coulissants à hauteur des yeux s'est fait une réputation dans le domaine médical. Le modèle seca 700 a été optimisé et modernisé : avec une capacité désormais de 220 kg, une convivialité accrue et un design amélioré, cette balance répond parfaitement aux exigences actuelles d'une utilisation en médecine générale, en médecine interne et en consultation diététique.

**Capacité élevée et plateau de grande dimension.**

Avec une capacité atteignant 220 kg, la balance seca 700 a été spécialement conçue pour la pesée des patients obèses et adipeux. Une construction de qualité supérieure et l'attention accordée aux moindres détails de cette balance en assurent la longévité. La grande dimension et la faible hauteur du plateau en facilitent l'accès. Le revêtement de caoutchouc rainuré antidérapant du plateau de la seca 700 permet une pesée en toute sécurité, facilitant l'opération aussi bien pour le patient que pour les médecins et le personnel soignant.

**Utilisation pratique et lecture aisée du poids à hauteur des yeux.**

Les deux faces de l'échelle placée à hauteur des yeux sont graduées, de sorte que le poids peut être lu à la fois par le patient et le professionnel de santé. Les chiffres de grande taille permettent une lecture rapide du résultat de la pesée. Grâce à un traitement de surface spécial, l'échelle graduée résiste parfaitement à l'usure, même après des années d'utilisation.

**Solide châssis en fonte à roulettes de transports intégrées.**

Le châssis en fonte de la balance seca 700 est particulièrement robuste et conçu pour une utilisation intense. La laque spéciale du mécanisme à levier protège l'intérieur de la balance contre la corrosion et en assure la précision à long terme. Malgré sa robustesse, cette balance peut être facilement déplacée sur ses roulettes de transport. Le modèle seca 700 peut être équipé ultérieurement d'une toise télescopique seca 220 qui permet de déterminer le poids et la taille en une seule opération.



La toise seca 220 disponible en option permet de peser et de mesurer la taille en une seule opération commode.



La construction plate de la large plateforme permet un accès facile et un positionnement sûr.

**seca 700****Caractéristiques techniques**

- Capacité : 220 kg
- Graduation : 50 g
- Dimensions (LxHxP) : 520 x 1,556 x 520 mm
- Dimensions plateforme (LxHxP) : 335 x 80 x 345 mm
- Poids : 16.2 kg
- Fonction : réglage du zéro
- En option : toise seca 220