

Dienste:

Dienste sind Anwendungen, die im Hintergrund arbeiten. Die seca analytics 115 Software benutzt die unten aufgeführten Dienste.

- seca mediator service
- seca image service
- seca document print service
- seca database-backup
- seca CLS
- seca calculation service
- PostgreSQL

Stellen Sie sicher, dass Sie über volle Administratorrechte auf Ihrem lokalen System verfügen, damit Sie die Dienste im Falle eines Absturzes neu starten können.

Automatische Wiederherstellung für seca bezogene Dienste:

Unter folgendem Link finden Sie die Datei, mit deren Hilfe Sie die Dienste automatisch neu starten können.

Link: [seca Dienste](#)