

# Mindestanforderungen an PC-Hardware und -Software

- Microsoft-Betriebssystem®: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2008/R2 / Windows® Server 2012/R2, Server® 2016, Windows® Server 2019
- Prozessor: 1,2 GHz oder höher
- Freier Festplattenspeicher: min. 1 GB
- Freier Arbeitsspeicher: min. 512 MB RAM
- Anschlüsse für seca Geräte: USB 2.0 oder höher, RJ 45 (LAN) Anschluss oder Adapter
- Monitor: 1024x768, High Color (16 Bit), 32 Bit
- Programm zum Entpacken von Zip-Archiven
- Programm zur Anzeige von PDF-Dateien (PDF-Version 1.6 oder höher)
- .Net Framework 4.0 (autoinstall)

## ANMERKUNG:

Auch wenn die oben genannten Mindestanforderungen an die HW validiert wurden, empfehlen wir einen PC mit Intel Core i5 Prozessor 2,7GHz oder höher, 8 GB RAM oder höher.

## ANMERKUNG:

**Ihr mBCA-Gerät wird mit einem LAN-Kabel mit dem PC verbunden. Sie brauchen dafür einen freien LAN-Anschluss an Ihrem PC. Sollten Sie keinen freien LAN-Anschluss haben, oder Ihr PC keinen LAN-Anschluss besitzen, müssen Sie einen USB-LAN Adapter benutzen. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat beschafft werden.**

## ANMERKUNG:

Die seca 115 analytics 115 Software ist nicht kompatibel mit seca 101 EMR-Flash oder seca 103 Software-Installation auf demselben PC / Server