

seca 216

Toise mécanique pour enfants et adultes



- Plage de mesure variable.
- Lecture simple du résultat.
- Curseur immobilisable.
- Choix entre deux échelles.
- Montage facile.

seca 216:

Utilisation flexible et résultats précis.

C'est dans la pratique que les instruments à usage médical doivent faire leurs preuves, surtout quand il s'agit de la précision de résultats auxquels les médecins et le personnel soignant doivent pouvoir se fier. Mais une utilisation flexible, une manipulation conviviale et une lecture facile de ces résultats ne sont pas moins importants comme critères de fonctionnalité quotidienne. La toise seca 216 satisfait brillamment à toutes ces exigences. En hôpital ou dans les cabinets médicaux, cette toise rend de précieux services partout où l'alliance optimale de la précision et de la convivialité est de rigueur.



Plage de mesure variable.

Peu importe la taille du patient : la toise seca 216 étant dotée d'une échelle amovible graduée de 3,5 à 230 centimètres, elle permet de mesurer aussi bien la taille des enfants que celle des adultes. Le ruban gradué est inséré dans un profilé en matière plastique de 138 centimètre de long. L'utilisateur décide lui-même quelle plage de mesure apparaît dans le profilé.



Pour enfants et adultes : la plage de mesure requise peut être adaptée à la taille.

Lecture simple du résultat.

Le résultat peut être lu directement pendant la mesure car l'échelle est décalée latéralement par rapport à l'axe de la toise. La taille peut être relevée avec précision dans une grande fenêtre de lecture bien visible. En outre, le curseur peut, d'un simple geste, être bloqué en position de mesure exacte et la personne peut donc s'écartier de la toise sans risquer de bouger l'appui-tête et de fausser ainsi le résultat de la mesure.



La vis de blocage permet de fixer le résultat.

Modèle international.

La toise seca 216 est tout aussi flexible en ce qui concerne l'unité de mesure : les deux faces du ruban sont graduées, l'une en centimètres et l'autre en centimètres et en pouces, de sorte que l'on peut choisir librement l'échelle voulue.

Montage facile.

La toise seca 216 peut être fixée au mur à une hauteur quelconque. C'est l'échelle graduée elle-même qui sert d'auxiliaire de montage et permet de déterminer très simplement la hauteur de montage souhaitée en plaçant le zéro de l'échelle contre le sol et en tendant le ruban gradué fixé à la toise. La taille peut être lue au millimètre près.

seca 216

Caractéristiques techniques

- Plage de mesure: max. 138 cm, variable de 3,5–230 cm
- Graduation: 1 mm
- Dimensions (LxHxP) : 120 x 1,500 x 217 mm
- Poids: 1.7 kg