


seca 274

デジタル身長計

3年間
保証対象製品



- 小さなお子様から大人まで幅広く測定できます
- より正確な測定の為、フランクフルト平面を考慮したアイラインポジショナーを採用
- 読み取り易いバックライト方式のLCDディスプレイ
- 強化ガラス製の安定感あふれる測定台を採用

seca 274 : 今までにない新しい高品質の身長計

Seca 274で身長を測定する誰もがその有益な機能性を実感するはずです。測定をより正確にするヒールポジションナーやフランクフルト平面を考慮したアイラインポジションナーは、今までにない正確な身長測定をお約束いたします。3つの太く頑丈な支柱からなる身長計は組み立ても非常に簡単で、清涼感あふれる強化ガラスの測定台はお手入れも簡単です。




安定性に優れた測定台 - 正確な計測をご提供

クリーニングが簡単な広くて低い滑りどめの付いた強化ガラス製の測定台に高品質のアルミニウムを使用した3つの支柱からなる身長計は抜群の安定感と安全性を提供します。また測定台の滑りどめ加工は濡れた足で乗っても滑りづらくなっています。

現場の要求を最大限考慮 - 日常業務を最大限簡便化

日常の計測業務のプロセスをどのように削減するのか、これは医療の身体測定フィールドにおいて最も大切な要素の一つです。デジタル身長計seca 274には、より簡単に踵を正確にポジショニングするヒールポジションナーやフランクフルト平面を考慮したアイラインポジションナーなどが装備されており、今までにない簡便、かつ正確な身長測定を可能にします。また測定範囲も30 cmから200 cmと広範囲に設定しており、1台で小さな子供から大人までの測定を可能にしています。



フランクフルト平面を考慮したアイラインポジションナーは頭の中心をしっかりと捉えることができます



読み取りやすいバックライト方式のディスプレイ



強化ガラス製の測定台に大きく中心を取りやすいヒールポジションナーを一体化させることにより正確な測定を可能にします

seca 274

テクニカルデータ

- 測定範囲 : 30 - 200 cm
- 表示単位 : 1 mm
- サイズ (W×H×D) : 434 × 2,194 × 466 mm
- 測定台サイズ (W×H×D) : 430 × 60 × 365 mm
- 重量 : 15 kg
- 電源 : 単三乾電池×4本
- 機能 : ホールド機能、自動電源オフ機能

仕様・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

201239200021