

# seca 354

Elektroniczna waga  
niemowlęca z funkcją  
Breast-Milk-Intake (III)



- Funkcja Breast-Milk-Intake.
- Łatwe oddzielanie szalki od podstawy.
- Waga dla niemowląt i waga płaska dla dzieci w jednym.
- Mobilna i wytrzymała podczas transportu.

## seca 354:

### Niezawodna ochrona dla prawidłowego rozwoju.

Odżywianie odgrywa ważną rolę podczas zdrowego rozwoju noworodka. Dzięki nowej wadze dla niemowląt seca 354, można codziennie za pomocą jednego przycisku kontrolować, ile mleka wypilo niemowlę podczas karmienia. Dzięki temu, seca oferuje najbardziej niezawodne narzędzie do kontroli odżywiania niemowląt. Waga seca 354 jest więc idealnym rozwiązaniem dla rodziców, którzy chcą w domu skontrolować ilość wypitego mleka przez ich niemowlę.



#### Bezpieczeństwo i ochrona.

W szalce seca 354 można bezpiecznie i wygodnie ważyć niemowlęta. Zaokrąglona forma szalki z lekko podwyższonymi ściankami bocznymi, gwarantuje bezpieczeństwo. Dzięki funkcji Breast-Milk-Intake można określić ilość mleka spożywanego przez niemowlę podczas karmienia. Za pomocą jednego przycisku, można zapisać przed karmieniem wagę niemowlęcia, która jest odejmowana podczas ponownego ważenia od aktualnej wagi.

#### Waga dla niemowląt i waga płaska dla dzieci w jednym.

Wystarczy jeden ruch aby zmienić wagę dla niemowląt w wagę płaską o nośności 20 kg: Przez naciśnięcie przycisku zwalnia się połączenie między szalką i podstawą. Stabilne połączenie między szalką i podstawą umożliwia bezproblemowe podnoszenie oraz bezpieczny transport wagi.

#### Łatwa obsługa dzięki czytelnym przyciskom.

Łatwa obsługa seca 354 jest możliwa dzięki intuicyjnym przyciskom. Funkcja HOLD umożliwia po zważeniu uprzednie zajęcie się niemowlęciem a dopiero potem odczytanie wyniku. Dzięki funkcji TARA, pieluchy lub miękkie podkładki są odejmowane od wagi całkowitej.

#### Mobilna i wytrzymała podczas transportu.

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja czyni wagę seca 354 narzędziem pracy również dlatych, którzy w celu zapewnienia zdrowia dzieci muszą być mobilni. Energooszczędna bateria – do 20 000 ważeń na jednym zestawie baterii – waga zyskuje niezależność od lokalizacji. Praktyczna, opcjonalna torba seca 414 z paskiem na ramię ułatwia mobilne stosowanie wagi.



**seca 414**



**seca 413**



Szalka odłącza się od podstawy za jednym naciśnięciem przycisku.



## seca 354

### Dane techniczne

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 552 x 156 x 332 mm
- Ciężar własny: 3 kg
- Zasilanie: Baterie
- Funkcje: TARA, auto-HOLD, BMIF, przełączanie jednostek pomiaru kg/lbs
- Klasa dokładności:  $\text{III}$