

电子多功能秤

seca 685 

new



为站着、坐着或者坐轮椅的病人提供安全称重. 牢固的扶手便于手扶. 大的、易于上下的称量平台. 容易读数的显示屏. 除皮、保持和减振功能. 一体化的移动脚轮便于移动.

称量体重无限制



这款新的多功能秤 seca 685 集 seca 公司所有产品的功能于一身。由于具有很多功能，这款秤可以完全满足医院的普通内科、肾内科、青少年内科以及疗养院的使用需求。我们通过精致而多功能的设计使这款秤满足了日常医疗领域内的广泛需求。结果呢？一款秤就可让你轻松工作每一天。



为站着、坐着或者坐轮椅的病人安全称重

站着的病人可以扶着牢固的扶手，坐着时可以坐在折叠椅中；或者坐轮椅直接推上大称重平台。站着时，牢固的扶手可供站立不稳的病人手扶。坐着时，行动不方便的病人只用一个手就可折起或放下折叠椅。特别值得注意的是，为了使进出该秤更为便捷，还为轮椅的前轮设置了一个安全挡板。

除皮、保持和减振功能

除皮和预设除皮功能可以可靠地确定净重而不用考虑附加的重量，比如减去已知轮椅的重量。实用的保持功能，即使病人离开秤后，数据依然可以显示在屏幕上。减振功能可以确保准确称重。在合适的高度安装了可转动的显示屏，病人或护理员可以很容易的读取重量。



完美称量源于实用的细节

防滑橡胶覆面和扶手增加了安全性。一体化的移动脚轮便于拖动。人性化的选配附件：这款秤可以安装 seca 470 型坡道板和 seca 460 型 RS232 适配器——将称量数据传输到电脑上。



技术数据

seca 685 型

最大称量: 300 kg

检定分度值: 100 g < 200 kg > 200 g

外形尺寸(长×宽×高): 910 x 1,100 x 965 mm

平台外形尺寸(长×宽×高): 800 x 46 x 850 mm

重量: 59 kg

准确度等级: III

功能: 预设除皮、除皮、保持、体质指数 (BMI)、称重范围切换、减振装置

选配: seca 470 型坡道板、seca 460 型 RS232 适配器

电源: 交流电变压器