

seca culta 786 seca cultura 786

Pèse-personnes mécaniques
à colonne à grand cadran rond



- Avec la colonne à hauteur de hanche pour une lecture optimale (seca culta 786).
- Avec la colonne à mi-hauteur et la plate-forme aux dimensions généreuses (seca cultura 786).

seca culta 786 & seca cultura 786 :

A l'apogée de la technologie de la pesée.

Produits traditionnels de la marque seca depuis des décennies, les pèse-personnes mécaniques restent au goût du jour. Ils sont toujours fonctionnels ne nécessitant ni courant ni pile, indiquent instantanément le poids, sont vraiment robustes, très précis et faciles d'utilisation. Leur design classique convient aux amateurs.

seca culta 786

Unique en son genre, le pèse-personne seca culta 786, avec sa colonne à hauteur de hanche, contribue à l'esthétique de chaque salle de bain. Le poids peut être lu confortablement et avec précision sur l'élégant cadran rond de grande taille dont l'aiguille rouge indique le résultat de la pesée à 500 g près.



seca cultura 786

Précis et discret, le modèle seca cultura 786 avec sa colonne à mi-hauteur, est peu encombrant et la lecture du poids est particulièrement aisée. Le grand cadran rond parfaitement lisible est légèrement surélevé sur la colonne pour ne pas gêner l'accès à la plate-forme généreusement dimensionnée.



seca culta 786
seca cultura 786

Caractéristiques techniques

seca culta 786 :

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 500 g
- Dimensions (LxHxP): 310 x 900 x 536 mm
- Plate-forme (BxHxT): 310 x 78 x 324 mm
- Poids : 6,5 kg

seca cultura 786 :

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 500 g
- Dimensions (LxHxP) : 310 x 396 x 536 mm
- Plate-forme (LxHxP) : 310 x 78 x 324 mm
- Poids : 5,9 kg