

seca 877

Pèse-personne plat
électronique pour une
utilisation mobile (III)



- Fonction TARE-mère pour peser commodément les enfants en bas âge.
- Larges pieds réglables pour une excellente stabilité.
- Facile à transporter grâce à son faible poids de 4,2 kg.
- Alimentation par piles pour une utilisation autonome.

seca 877 :

Seulement 4,2 kilos.

Les balances destinées à un usage médical mobile doivent être légères, solides, faciles à nettoyer et simples d'utilisation. Avec un poids de 4,2 kilos, des matériaux robustes et sa fonction TARE-mère si importante, le modèle seca 877 répond parfaitement à ces exigences.

Excellente structure robuste.

La base de la balance est réalisée avec un matériau composé de matière plastique et de plexiglas. Le résultat de cette combinaison est un matériau dont la surface extrêmement dure garantit une bonne résistance aux chocs et peut être nettoyée avec tous les désinfectants courants. Par ailleurs, la balance seca 877 est renforcée par des éléments d'acier qui permettent de peser des personnes jusqu'à 200 kilos.

Stable sur tous les sols.

Quatre grands pieds réglables stabilisent la balance seca 877 même sur un sol irrégulier. La précision des mesures s'en trouve améliorée. Un détail tout aussi important est la faible hauteur du plateau de la balance, moins de six centimètres. Cette construction plate permet aux personnes souffrant d'un handicap moteur de se peser sans problème sur le plateau muni d'un revêtement antidérapant.

Une balance conviviale.

Bien que l'unité d'affichage et de commande soit intégrée à la balance, le modèle seca 877 est particulièrement convivial. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer légèrement du bout du pied sur le plateau. Les nourrissons et enfants en bas âge peuvent être pesés dans les bras de leurs parents ou d'une infirmière. Il suffit de peser au préalable l'adulte qui le portera. Le tarage de ce poids est alors assuré par la fonction TARE-mère qui peut être activée en appuyant simplement sur le bouton correspondant.



Larges pieds réglables sous la face inférieure du plateau pour stabiliser la balance.



Construction plate et plateau antidérapant pour une pesée confortable.



Grande unité d'affichage pour une lecture facile du poids.

seca 877**Caractéristiques techniques**

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 321 x 60 x 356 mm
- Poids : 4,2 kg
- Alimentation : piles
- Fonctions : TARE-mère, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique
- En option : toise seca 217 combinée à l'adaptateur seca 437, mallette de transport seca 414 (pour toise et adaptateur combinés) et seca 421
- Classe d'étalonnage : M_2