

# Station de mesure à ultrasons compatible intégration DME avec affichage de l'ID et main courante

**seca**

La précision au service de la santé

## seca Scale-up Line

- + L'écran affiche le nom ou l'identifiant de l'utilisateur et du patient, pour une sécurité accrue
- + Précision renforcée et processus de mesure plus rapide grâce à la technologie à ultrasons perfectionnée
- + Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass® pour une sécurité et une hygiène parfaites
- + Empreintes lumineuses LED intégrées à la plateforme indiquant au patient la position correcte des pieds pour une mesure précise
- + Sécurité et stabilité grâce à sa main courante
- + Compatible intégration DME : transférez directement et sans erreur les valeurs de mesure vers le dossier médical électronique (DME) du patient



EMR



## seca Scale-up Line

# Station de mesure à ultrasons compatible intégration DME avec affichage de l'ID et main courante



## Une toise à ultrasons à la pointe de la technologie

Un système de mesure de la taille par ultrasons des plus sophistiqués. Ses trois paires de capteurs assurent une haute précision, sans curseur coulissant. Les empreintes lumineuses LED intégrées à la plateforme en verre et l'assistance vocale en option facilitent la mesure. Le personnel soignant gagne du temps dans le processus de mesure et bénéficie de résultats très précis en quelques secondes. Les sources de contamination croisées sont éliminées.

### Pèse-personne

Classe d'étalonnage	III
Capacité	300 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g
Fonctions	Affichage du nom ou de l'ID de l'utilisateur et du patient, TARE, Pré-TARE, fonction TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR, commutation automatique de plage de pesée, amortissement, mode veille, Wi-Fi, Ethernet
Accessoires	+ Main courante seca 455 + Toise électronique à ultrasons seca 257 + Support de lecteur de code-barres, seca 463 + Panda seca 459 + Jeu de grandes roulettes de transport seca 468

### Mesure de la taille par ultrasons

Plage de mesure	100 – 220 cm
Graduation	1 mm
Fonctions	Calibrage automatique



## Une station de mesure pour répondre à toutes les exigences

Pesez, mesurez et transférez immédiatement les données vers le dossier médical électronique du patient (DME), pour une efficacité et une sécurité accrues. Avec ses dimensions généreuses, la gamme seca Scale-up Line est idéale pour peser et mesurer les enfants comme les adultes. Sa plateforme en verre est à la fois élégante et facile à nettoyer et à désinfecter, donc particulièrement hygiénique. En verre spécial seca Bearclaw Glass®, la plateforme est extrêmement résistante et incassable.



## Affichage de l'ID pour un transfert des données vers le dossier médical électronique (DME) du patient encore plus convivial

La gamme seca Scale-up Line est spécialement conçue pour l'intégration dans les dossiers médicaux électroniques (DME) des patients. La taille, le poids et les autres données sont sauvegardés de manière centralisée et donc à la disposition de chaque utilisateur. Sur l'écran digital s'affichent le nom ou l'identifiant de l'utilisateur et du patient, scannés à l'aide d'un lecteur de codes-barres connecté. Pour un processus de transfert désormais transparent, sécurisé et convivial. Pour en savoir plus sur les solutions d'intégration seca, consultez notre site [integration.seca.com](http://integration.seca.com)

### Référence à commander **ON SHM AUT NN**

- + Pèse-personne plat seca 655
- + Main courante seca 455
- + Toise électronique à ultrasons seca 257