

Produkt	Waga dla niemowląt seca 336 Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych.	
Opis 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. ▪ Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. ▪ Wbudowana miarka do mierzenia długości dzieci z statecznym ogranicznikiem głowy i ruchomym ogranicznikiem nóg. ▪ Uchwyt po stronie wyświetlacza do bezpiecznego przenoszenia wagi. ▪ Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie. ▪ 4 regulowane punkty podparcia wagi. ▪ Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS ▪ Wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją HOLD - pozwala najpierw zająć się dzieckiem, a później zanotować wynik ważenia. ▪ Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA, niezależnie od pieluch albo miękkiej podkładki 	
Dane techniczne	Obciążenie maksymalne	15 kg
	Działka elementarna	10 g
	Zakres TARA	10 kg
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	638 x 115 x 300 mm
	Wymiary powierzchni ważącej (szer. x wys. x głęb.)	595 x 55 x 255 mm
	Temperatura pracy	+10 °C do +40 °C
	Wyświetlacz / Wysokość cyfr	LCD / 20 mm
	Wymiar wyświetlacz	90 mm x 28 mm
	Waga własna	4,1 kg z wzrostomierzem
	Wbudowany Infantrometr	35-80 cm / podziałka 1mm
	Zasilanie elektryczne	6 baterie typu R6, zasilacz (opcjonalnie)
	Funkcje	TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie
Gwarancja	24 miesiące	