

Produkt	Waga platformowa seca 635 Elektroniczna,legalizowana waga platformowa z wyświetlaczem do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III	
Opis 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Duże dopuszczalne obciążenie wynoszące 300 kg i obszerna platforma umożliwiają bezproblemowe ważenie osób z poważną nadwagą ▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. ▪ Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala z bezpłatnym oprogramowaniem. ▪ Prosty odczyt wyników na wyświetlaczu przewodowym, który jest do ustawienia na biurku lub montażu ściennego. ▪ Bezpieczne wchodzenie na wagę dzięki niskiej platformie o wysokości 45mm ▪ Wygodne ważenie także na krześle dzięki wyjątkowo dużej platformie oraz funkcji Pre-TARA ▪ Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. ▪ Łatwy transport wagi dzięki wbudowanemu uchwytowi. ▪ Szybka ocena stanu odżywienia dzięki funkcji BMI 	
Dane techniczne	Obciążenie maksymalne	200 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2)
	Działka elementarna	100 g (zakres 1), 200 g (zakres 2)
	Zakres TARA	300 kg
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)	640 x 45 x 600 mm
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)	560 x 45 x 560 mm
	Wysokość cyfr	ok. 21 mm
	Masa własna	14,4 kg
	Zasilanie elektryczne	Baterie R6, zasilacz (opcjonalnie)
	Instrukcja obsługi	tak
	Funkcje	Pre-TARA, TARA, HOLD, BMI, przełączanie zakresów ważenia, amortyzacja
Gwarancja	24 miesiące	