

Produkt	Waga platformowa seca 675 Elektroniczna waga platformowa do ważenia osób z poważną nadwagą albo osób, które nie mogą samodzielnie stać lub siedzieć na wózkach inwalidzkich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III	
Opis 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą • Łatwy odczyt wyników ważenia dzięki zdalnej transmisji kablowej, z podstawką na biurko i mocowaniem do ściany • Dzięki funkcji bezprzewodowego przekazywania danych, wyniki pomiarów mogą być przesłane na kartotekę pacjenta. • Nośność 300 kg. • Boczne barierki boczne zabezpieczające przed zsunięciem się wózka. • Wyświetlanie wyników także po odciążeniu z funkcją HOLD pozwala najpierw zająć się pacjentem, a dopiero w drugiej kolejności zanotować wynik ważenia • Niezawodny pomiar masy ciała netto niezależnie od wózka inwalidzkiego dzięki funkcji TARA • Wygodne ważenie także na krześle dzięki wyjątkowo dużej platformie oraz funkcji Pre-TARA 	
Dane techniczne	Dopuszczalne obciążenie	200 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2)
	Działka elementarna	100 g (zakres 1), 200 g (zakres 2)
	Zakres TARA	200 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2)
	Wymiary, wyświetlacz (szer. x wys. x głęb.)	154 x 55 x 120 mm
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)	800 x 46 x 965 mm
	Wysokość cyfr	20 mm
	Masa własna	ok. 26 kg
	Zasilanie	Zasilacz
	Pobór prądu	ok. 25 mA
	Interfejs szeregowy	RS232 (opcja)
	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	klasa I
	Instrukcja obsługi w jęz. polskim	tak
	Funkcje	Pre-TARA, TARA, HOLD, przełączanie zakresów, BMI, amortyzacja
Gwarancja	24 miesiące	