

Produkt	Waga kolumnowa seca 704 S Elektroniczna waga osobowa z bezprzewodową transmisją danych przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.	
Opis 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Duże dopuszczalne obciążenie wynoszące 300 kg i obszerna platforma umożliwiają łatwe ważenie osób z poważną nadwagą. ▪ Wbudowany bezpieczny aluminiowy wzrostomierz z zakresem 7-230 cm. ▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą ▪ Łatwe i proste przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym. ▪ Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. ▪ Żeliwna podstawa. ▪ Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala z bezpłatnym oprogramowaniem. ▪ Po odciążeniu wagi dzięki funkcji HOLD można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia ▪ Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. ▪ 4 regulowane podgumowane punkty podparcia. ▪ Szybka ocena stanu odżywienia dzięki funkcji BMI. 	
Dane techniczne	Obciążenie maksymalne	150 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2)
	Działka elementarna	50 g (zakres 1), 100 g (zakres 2)
	Zakres TARA	300 kg
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)	360 x 930 x 520 mm
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)	335 x 80 x 345 mm
	Wysokość cyfr	25 mm
	Wysokość odczytu	930 mm
	Masa własna	15,8 kg
	Zasilanie elektryczne	6 baterii typu R6, zasilacz (opcja)
	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	klasa I
	Instrukcja obsługi w jęz. polskim	tak
	Funkcje	TARA, Pre-TARA, matka/dziecko, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie, regulowana funkcja amortyzacji, SEND/PRINT
Gwarancja	24 miesiące	

Akcesoria	seca 101	Oprogramowanie seca emr flash 101
	seca 264	Stadiometr z bezprzewodową transmisją danych, zakres pomiaru 30 do 220 cm, działka elementarna: 1 mm Nr Art.: 264 1900099
	seca 466	Drukarka bezprzewodowa, wydruk możliwy na papierze termicznym lub na etykietach, Nr Art.: 460 0000 009
	seca 465	Drukarka bezprzewodowa, wydruk możliwy na papierze termicznym, Nr Art.: 466 0000 009
	seca 447	Zasilacz z wtyczką 230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA, Nr art.: 4470000009