

Produkt	Mechaniczna waga kolumnowa seca 711 Mechaniczna legalizowana waga kolumnowa z przesuwными odważnikami na wysokości wzroku. Waga osobowa przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.	
Opis 1.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą • Bardzo duże obciążenie maksymalne do 220 kg dla wyjątkowo otyłych pacjentów • Obszerna, niska żeliwna platforma. • Prosta w obsłudze i łatwa w odczycie dzięki wskaźnikowi na wysokości wzroku. • Łatwe i proste przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym • Dodatkowy pomiar wzrostu przy użyciu opcjonalnego wzrostomierza seca 220 	
Dane techniczne	Dopuszczalne obciążenie	220 kg
	Działka elementarna	100 g
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)	520 x 1.556 x 520 mm
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)	335 x 80 x 345 mm
	Masa własna	21,7 kg
	Kolor	biały
	Okładzina	czarna okładzina antypoślizgowa
	Znak zgodności	CE 0109
	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	klasa I
	Dopuszczenie produktu do obrotu (Certyfikat zatwierdzenia typu CE)	D05-09-003
	Instrukcja obsługi w jęz. polskim	tak
	Funkcje	ustawienie punktu zerowego
Gwarancja	24 miesiące	
Akcesoria	seca 220	Wzrostomierz, zakres pomiaru: 85 do 200 cm, działka elementarna: 1 mm Nr art.: 220 1714 004