

Lekkie ceny dla legalizowanych wag medycznych seca

seca
Precyzja dla zdrowia

Precyzja, jakość, nowoczesność to również spokój, bezpieczeństwo i komfort użytkowania ważny szczególnie w medycynie – tam gdzie przecież chodzi o zdrowie i życie ludzi. Wagi seca są projektowane i konstruowane pod tym właśnie kątem. Warto pamiętać, że na dłuższą metę jakość opłaca się bardziej ze względu na niskie koszty utrzymania i trwałość urządzenia. Jak to mówią „Tanio, kupuje się dwa razy”.



seca 799 + seca 220 

Waga kolumnowa z funkcją BMI

- + Niezależny wybór miejsca użytkowania, ze względu na baterie
- + Funkcja BMI
- + Łatwa w transporcie dzięki wbudowanym kółkom
- + Ekonomiczny i tani w utrzymaniu ze względu na niskie zużycie energii
- + Dzięki wzrostomierzowi seca 220 można określić zarówno wysokość, jak i ciężar w jednym kroku, oszczędzając czas

Nośność	200 kg
Podziałka	100 g < 150 kg > 200 g
Funkcje	TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie
Wymiary (S x W x G)	294 x 831 x 417 mm
Waga netto	7 kg

~~1690 pln brutto~~
1390 pln brutto



seca 956 (III)

Wagi przeznaczone do ważenia na siedząco



- + Proste rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych
- + Odchylane podłokietniki i oparcia na stopy dla wygodnego zajmowania odczeka
- + Blokady kółek dla bezpiecznego siadania i wstawania
- + Intuicyjny panel sterowania dla łatwej obsługi wagi
- + Najważniejsze funkcje dla maksymalnej korzyści

Nośność	200 kg
Podziałka	100 g
Funkcje	TARA, HOLD, automatyczne wyłączenie
Wymiary (S x W x G)	563 x 897 x 956 mm
Waga netto	22,4 kg

2990 pln brutto
2890 pln brutto



seca 834 (III)

Elektroniczna waga niemowlęca do użytku także jako waga płaska dla dzieci stojących

- + Waga niemowlęca i płaska do ważenia dzieci w jednym
- + Proste zdejmowanie szalki z podstawy
- + Funkcja Breast Milk Intake (pokazuje ilość wypitego przez dziecko mleka)
- + Bardzo lekka i łatwa w przenoszeniu

Nośność	20 kg
Podziałka	10 g < 10 kg > 20 g
Funkcje	TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, automatyczne wyłączenie
Wymiary (S x W x G)	552 x 156 x 341 mm
Waga netto	2,5 kg

890 pln brutto
690 pln brutto



seca 875 (III)

Płaska waga do mobilnego użytku

- + Szeroka platforma dla dużej stabilności
- + Lekka i łatwa do transportowania, opcjonalnie z torbą transportową
- + Długotrwałe zasilanie baterijne do łatwego użytku

Nośność	200 kg
Podziałka	200 g
Funkcje	automatyczne wyłączenie, włączanie przez nastąpienie
Wymiary (S x W x G)	321 x 60 x 356 mm
Waga netto	4 kg

850 pln brutto
790 pln brutto



Więcej informacji pod

kom 607 75 77 76

e-mail: info.pl@seca.com

lub u jednego z wielu dystrybutorów seca na terenie Polski

Precyzja dla zdrowia
seca.com