

La primera báscula que sabe su nombre



seca Scale-up Line

Desarrollada para registros médicos electrónicos

No solo nos importa la integración perfecta de los datos medidos en su registro médico electrónico, también ofrecemos la estación de medición ideal. De esa manera, obtiene una solución de integración completamente coordinada desde una sola fuente para lograr flujos de trabajo más seguros y eficientes.



Innovación mundial: el ID-Display™ está directamente conectado al registro médico electrónico

El ID-Display™ le permite ver el paciente que se registró usando el lector para evitar cualquier confusión. Esto implica más control para usted cuando transfiere datos a los Registros Médicos Electrónicos (EMR) y mucha más seguridad para usuarios y pacientes.

Confianza absoluta

- + La pantalla muestra los nombres o las identificaciones de usuarios y pacientes
- + Transferencia de datos controlada por pantalla
- + La respuesta por voz para la orientación del paciente ayuda al personal
- + Rápido proceso de medición en segundos gracias a la innovadora tecnología de ultrasonido
- + Diseño elegante que ofrece resistencia extrema gracias a una barra de sujeción de acero directamente anclada en la base de hierro fundido
- + Gran plataforma fabricada con Bearclaw Glass® de seca prácticamente resistente a roturas para una mayor durabilidad e higiene




EMR Integración Hacemos que lo complejo se vuelva sencillo

Ahorre tiempo, elimine errores de transferencia y logre un entorno sin incidentes. Transfiera la estatura y el peso directamente a los Registros Médicos Electrónicos (Electronic Medical Records, EMR) y revolucione sus flujos de trabajo. Las básculas y las estaciones de medición de seca se pueden integrar en todos los sistemas de EMR. No dude en contactarse con nosotros.



Gran plataforma fabricada con Bearclaw Glass® prácticamente resistente a roturas para una mayor durabilidad e higiene.



Traslado práctico con ruedas de caucho muy resistentes.



El motivo de panda opcional hace que sea divertido medir y pesar a los niños.



Las huellas iluminadas con LED le muestran al paciente la posición correcta para medir la estatura.



Siempre el equipo de mayor calidad para sus necesidades



Báscula plana validada por EMR con ID-Display™ y plataforma de vidrio estable

+ Báscula plana seca 650

+ Capacidad: 360 kg / 800 lbs
+ Graduación: 50 g / 0,1 lb

Código del pedido: **SECA 650**

Báscula con barra de sujeción validada por EMR con ID-Display™

+ Báscula plana seca 654
+ Barra de sujeción seca 455

+ Capacidad: 360 kg / 800 lbs
+ Graduación: 50 g / 0,1 lb

Código del pedido: **ON SHM INT NN**

Estación de medición ultrasónica validada por EMR con ID-Display™

+ Báscula plana seca 654
+ Tallímetro ultrasónico seca 257

+ Capacidad: 360 kg / 800 lbs
+ Graduación: 50 g / 0,1 lb
+ Rango de medición: 60 – 220 cm / 1 ft 12" – 7 ft 2"
+ Graduación del rango de medición: 1 mm / 1/8"

Código del pedido: **ON SMM IUT NN**

Estación de medición ultrasónica validada por EMR con ID-Display™ y barra de sujeción

+ Báscula plana seca 654
+ Barra de sujeción seca 455
+ Tallímetro ultrasónico seca 257

+ Capacidad: 360 kg / 800 lbs
+ Graduación: 50 g / 0,1 lb
+ Rango de medición: 100 – 220 cm / 3 ft 3" – 7 ft 2"
+ Graduación del rango de medición: 1 mm / 1/8"

Código del pedido: **ON SHM IUT NN**

seca américa latina

+57 1 631 76 37
info.latam@seca.com

Carrera 15 N.º 88 – 21
Torre unika – Oficina 401
110221 Bogotá
Colombia

seca méxico

+52 55 55 67 51 89
info.mx@seca.com

Centeotl Núm. 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México

seca alemania

+49 40 20 00 00 0
info@seca.com

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg
Alemania

seca.com/scaleup

Las imágenes muestran el montaje del lector de código de barras opcional seca 463 y lectores de código de barras de proveedores externos.