

seca 333i (333 1021 004)

TECHNISCHE DATEN

Gewichtsanzeige Anders als in der mitgelieferten Bedienungsanleitung angegeben, ist diese Variante des Produktes **nicht** mit einer Einheitenumschaltung ausgestattet. Die Anzeige des Gewichtes erfolgt ausschließlich in SI-Einheiten (kk.ggg, Teilung: 2g).

Werkseinstellungen

Funktion	Werkseinstellung
Dämpfung (FIL)	2
Autohold (AHOLd)	on

TECHNICAL DATA

Weight display Contrary to what appears in the operating instructions supplied, this variant of the product is **not** equipped with a unit switching option. Weight is displayed only in SI units (kk.ggg, graduations: 2 g).

Factory settings

Function	Factory setting
Filtering (FIL)	2
Autohold (AHOLd)	on

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indication de poids Contrairement à ce que le mode d'emploi fourni indique, cette variante du produit **n'est** pas dotée d'une commutation des unités. Le poids est indiqué uniquement en unités SI (kk.ggg, graduation : 2 g).

Réglages d'usine

Function	Réglage d'usine
Atténuation (FIL)	2
Autohold (AHOLd)	on

DATOS TÉCNICOS

Indicación del peso A diferencia de lo que se indica en el manual de instrucciones, esta variante del producto **no** se suministra con conversor de unidades. La indicación del peso se realiza únicamente en unidades SI (kk.ggg, división: 2 g).

Configuración de fábrica

Función	Configuración de fábrica
Filtrado (FIL)	2
Autohold (AHOLd)	on

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg · Germany
T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide with headquarters
in Germany and branches in:

[seca france](#)
[seca united kingdom](#)
[seca north america](#)
[seca schweiz](#)
[seca zhong guo](#)
[seca nihon](#)
[seca mexico](#)
[seca austria](#)
[seca polska](#)
[seca middle east](#)
[seca suomi](#)
[seca américa latina](#)
[seca asia pacific](#)
[seca danmark](#)
[seca benelux](#)
[seca lietuva](#)

and with exclusive partners in
more than 110 countries.

All contact data at seca.com