

- D** Anders als in der Bedienungsanleitung angegeben, gelten folgende technische Daten:

12. Technische Daten, Ultraschalllängenmessung

Technische Daten Längenmessung, Ultraschall	
• Messbereich, Standard	60 cm – 200 cm
• Messbereich mit Stehhilfe/BIA-Stehhilfe	100 cm – 200 cm
• Teilung	1 mm
Genauigkeit: Messbereich: 100 bis 180 cm Umgebungsbedingungen: 20 °C, keine Luftbewegungen, keine störenden Gegenstände in der Umgebung des Messgerätes)	± 5 mm
Höhe (Waage mit Ultraschalllängenmessstab)	2187 mm

- GB** Other than stated in the currently published Instructions for Use the following technical data apply:

12. Technical data, ultrasonic height measurement

Technical data, height measurement, ultrasonic	
• Measuring range, standard	60 cm – 200 cm
• Measuring range with standing aid/BIA standing aid	100 cm – 200 cm
• Graduations	1 mm
Accuracy: Measuring range: 100 to 180 cm Ambient conditions: 20 °C, no air movements, no air movement, no interfering objects in the vicinity of the measuring device	± 5 mm
Height (Scale with ultrasonic measuring rod)	2187 mm

- FR** Contrairement aux informations présentes dans le mode d'emploi, les données techniques suivantes s'appliquent :

12. Caractéristiques techniques, mesure de la taille par ultrasons

Caractéristiques techniques de mesure de la taille, ultrasons	
• Plage de mesure, standard	60 cm – 200 cm
• Plage de mesure avec main courante/main courante AIB	100 cm – 200 cm
• Graduation	1 mm
Précision : Plage de mesure : 100 à 180 cm Conditions ambiantes : 20 °C, sans courants d'air, sans objets perturbateurs dans l'environnement de l'appareil de mesure)	± 5 mm
Hauteur (Balance avec toise de mesure à ultrasons)	2187 mm

- ES** A diferencia de lo que se indica en el manual de instrucciones, se aplican los siguientes datos técnicos:

12. Datos técnicos, medición ultrasónica de la longitud

Datos técnicos medición de la longitud, ultrasonidos	
• Rango de medición, estándar	60 cm – 200 cm
• Rango de medición con apoyo/apoyo BIA	100 cm – 200 cm
• División	1 mm
Precisión: Rango de medición: de 100 a 180 cm Condiciones ambientales: 20 °C, sin movimientos del aire, sin objetos perturbadores en el entorno del aparato de medición)	± 5 mm
Altura (Báscula con tallímetro ultrasónico)	2187 mm