

# seca 211

## Einweg-Kopfumfangs- messband im praktischen Wandspender

neu



- Hygienische Einweg-Messbänder aus stabilem Material zur Vermeidung von Kreuzinfektionen.
- Immer griffbereit dank des exklusiven Wandspenders, der überall einfach anzubringen ist.
- Komfortable Ablesevorrichtung für genaue Ergebnisse.
- Skala von 12 bis 59 cm.

## seca 211:

### Das Messband für den täglichen Gebrauch.

Unsere Experten arbeiten stetig daran, Ihnen den Arbeitsalltag so leicht wie möglich zu machen: Deshalb gibt es bei seca jetzt die umweltschonenden und hochwertigen Einweg-Messbänder seca 211 im praktischen Wandspender für noch mehr Hygiene. So haben Sie das gewünschte Messband mit nur einem Griff immer sofort zur Hand, wenn Sie es brauchen. Und der Wandspender ist nicht nur angenehm klein und platzsparend, sondern auch noch einfach anzubringen und sehr leicht nachfüllbar.



#### Stets griffbereit im Wandspender.

Das seca 211 ist sofort verfügbar, wenn es gebraucht wird – 100 Messbänder finden Platz in einem kleinen Wandspender und können einzeln entnommen werden. Die Wandmontage des Spenders ist überall möglich und sehr einfach. Auch das Auffüllen wird mit wenigen Handgriffen bewerkstelligt.



Einfaches Nachfüllen von bis zu 100 Messbändern.

#### Optimal in der Handhabung.

Das seca 211 hat eine komfortable Ablesevorrichtung mit gut sichtbaren Messpunkten für präzise Messergebnisse. Dank der optimalen Papierstärke liegt es gut in der Hand und kann leicht abgerissen werden. Eine umweltfreundliche Lösung, die einfach recycelt werden kann.



Mit der gut sichtbaren Markierung kann das Ergebnis leicht und präzise abgelesen werden.

#### Hygienisch durch Einmalgebrauch.

Als Papiermessband entspricht das seca 211 hohen medizinischen Hygienestandards. Die Einweg-Messbänder aus stabilem Material können durch den Einmalgebrauch Kreuzinfektionen vermeiden.

## seca 211

### Technische Daten

- Messbereich: 12–59 cm
- Teilung: 1 mm
- Eigengewicht: 1,6 g
- Maße Wandspender (BxHxT):  
50 x 73 x 36 mm
- Menge: 500 / 1.000 Stück