

seca 211

Ruban de mesure jetable du périmètre crânien dans un distributeur mural pratique

nouveauté



- Ruban de mesure jetable et hygiénique fabriqué dans un matériau solide afin de prévenir tout risque de contamination croisée.
- Toujours à portée de main grâce au distributeur mural exclusif pouvant être installé partout facilement.
- Les résultats précis peuvent être lus facilement.
- Échelle de 12 à 59 cm.

seca[®]

La précision au service de la santé

seca 211 :

Le ruban de mesure idéal pour une utilisation quotidienne.

Nos experts s'efforcent sans cesse de vous faciliter autant que possible le travail quotidien. C'est pourquoi seca vous propose maintenant son ruban de mesure jetable écologique et de qualité supérieure, le seca 211, s'accompagnant d'un distributeur mural pour de meilleures conditions d'hygiène. Maintenant, vous aurez toujours à disposition le ruban de mesure adéquat lorsque vous en aurez besoin. Le petit distributeur mural peu encombrant est facile à installer et à recharger.



Toujours à portée de main grâce au distributeur mural.

Le seca 211 est disponible quand vous en avez besoin. Ce petit distributeur mural peut contenir cent rubans de mesure, qu'il libérera un par un. Le distributeur peut être monté partout facilement. Le remplissage est des plus aisés.



Remplissage simple jusqu'à 100 rubans de mesure.

Manipulation optimale.

Le seca 211 intègre une aide à la lecture avec des points de mesure ultra-lisibles offrant des résultats précis. Le poids du papier a été sélectionné avec soin, de sorte que le ruban de mesure soit assez résistant pour le travail demandé tout en étant assez léger pour être extrait facilement du distributeur mural. Il s'agit d'une solution écologique car les rubans sont facilement recyclables.



Marquages ultra-lisibles permettant une lecture facile et précise des résultats.

Usage unique hygiénique.

Le ruban de mesure jetable seca 211 satisfait aux normes d'hygiène médicale strictes. Usage unique des rubans de mesure solides afin de prévenir tout risque de contamination croisée.

seca 211

Caractéristiques techniques

- Plage de mesure : 12–59 cm
- Graduation : 1 mm
- Poids : 1,6 g
- Dimensions du distributeur mural (LxHxP) : 50 x 73 x 36 mm
- Quantité : 500 / 1.000