

seca 211

Fita de medição para
circunferência de cabeça
descartável em prático
dispensador de parede

novο



- Fita de medição descartável higiênica feita de material resistente para prevenir infecções cruzadas.
- Sempre ao seu alcance graças ao dispensador de parede exclusivo que pode ser instalado em qualquer lugar.
- Precisa. Resultados exatos podem ser lidos facilmente.
- Escala de 12 a 59 cm.

seca 211:

A fita de medição para uso diário.

Nossos especialistas estão constantemente se esforçando para fazer de sua rotina a mais fácil possível. É por isso que a seca agora oferece a fita de medição descartável ecologicamente correta e de alta qualidade seca 211 em um dispensador de parede prático para a melhoria das condições de higiene. Agora você tem a desejada fita de medição na mão quando você precisar dela. O pequeno e compacto dispensador de parede é fácil de instalar e de reabastecer.



Sempre à mão em um dispensador de parede.

A seca 211 está disponível quando necessário. Uma centena de fitas de medição se encaixam nesse pequeno dispensador de parede que os libera um de cada vez. O dispensador pode ser montado facilmente em qualquer lugar. Reabastecê-lo também é uma tarefa simples.

Melhor manuseio.

A seca 211 tem uma leitura fácil com pontos de medição altamente legíveis para resultados precisos. Graças ao peso do papel cuidadosamente escolhido, a fita de medição é forte o suficiente para fazer o trabalho e leve o suficiente para desprender-se facilmente do dispensador de parede. É uma solução ecologicamente correta que pode ser reciclada de forma simples.

Uso único e higiênico.

A fita de medição descartável seca 211 cumpre exigentes normas de higiene de padrões médicos. Uso único das fitas de medição ajuda a prevenir infecção cruzada.



Reabastecimento simples de até 100 fitas de medição.



Pontos de medição altamente legíveis permitem leitura fácil e resultados precisos.

seca 211

Dados Técnicos

- Faixa de medição: 12 - 59 cm
- Graduação: 1 mm
- Peso: 1,6 g
- Dimensões de dispensador de parede (LxAxP): 50 x 73 x 36 mm
- Quantidade: 500 / 1.000