

seca 213

Stadiomètre mobile pour la mesure de la taille

nouveauté



- Montage facile et rapide sans fixation murale.
- Grande stabilité grâce à la plaque de base.
- Lecture aisée des résultats.
- Pratique et maniable pour le transport.

seca

La précision au service de la santé

seca 213 :

L'outil qui vous facilite la prise de mesure mobile.

Le stadiomètre seca 213 convient parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour mesurer la taille d'enfants ou de jeunes lors d'examens médicaux scolaires, pour l'utilisation par le personnel soignant itinérant, mais aussi pour les cabinets médicaux et les services hospitaliers pédiatriques. De plus, le stadiomètre seca 213 se prête à la prise de mesure des patients ambulatoires, car ses éléments démontables se transportent très facilement.

**Montage rapide et aisé sans fixation murale.**

La toise du stadiomètre seca 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations. Une fixation supplémentaire à un mur, est superflue.

Le stadiomètre se pose partout.

Le stadiomètre seca 213 est destiné à être mis en place en toute sécurité quelque soit l'emplacement choisi, parce que sa grande plaque de base lui confère une grande stabilité et une excellente fiabilité. Ces propriétés en font l'instrument de mesure idéal pour tous ceux qui l'utilisent de manière ambulante.

Relevé précis des mesures.

Le grand appuie-tête facilite largement le réglage. Les cadrans fixés sur les cotés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis jusqu'à une taille corporelle de 205 cm.

Pratique et maniable pour le transport.

Facile d'utilisation, non seulement parce que la toise se démonte en un tour de main, mais aussi grâce à la poignée qui rend le stadiomètre très maniable et permet de l'emporter partout avec soi.



Deux grandes fenêtres latérales facilitent la lecture des graduations.



Poignée intégrée et butées sécurisées permettant un transport facile.

La grande plaque de base assure une stabilité optimale.

Sacoche seca 412 pour le transport.

**seca 213****Caractéristiques techniques**

- Plage de mesure : 20 – 205 cm
- Graduation : 1 mm
- Dimensions du stadiomètre (LxHxP) : 337 x 2.130 x 590 mm
- Dimensions du stadiomètre démonté (LxHxP) : 337 x 177 x 624 mm
- Poids : 2,4 kg