

# seca 217

## ワンステップ身長計



- 持ち運びに便利な組立式の身長計です
- 安定性が増すスペーサー付です
- 堅牢な計測台で計測時の姿勢が安定します
- 付属のアタッチメントを取付けるとseca 877、seca 899、seca 878 と一つにすることができます

## seca 217:

### 理想追求した堅実性と安定性

**持**ち運びが可能な seca 217 は使用する材料の材質にこだわり緻密にデザインされた画期的な身長計です。seca 217 は持ち運びが必要となる検診センターや医師による診察、学校での身体測定などに役立ちます。また付属のアタッチメントにより seca 877、seca 899、seca 878 などのフラットスケールと合体し、身長と体重が同時に測ることができるようになります。



#### 素早くそして簡単に

seca 217 は簡単なステップで素早く組み立てることができる持ち運びに便利な組立式の身長計です。プラットホームが低いので誰でもスムーズに計測することが出来ます。

#### 安定感のある大きな計測台

持ち運びが出来る seca 217 は場所を選ばず使用が出来ます。大きなプラットホームは身長測定時の身長計の安定感を引き出します。身長計と壁の間に挿入するスペーサーを使用する事で支柱の強化にもなり、ぐらつきを防ぐことが出来ます。これらの新しい機能がさまざまな場面でも使用可能な安定性に優れた理想的な身長計をご提供いたします。

#### 正確に測定する

大きくて堅牢なヘッドプレートは正確な測定結果を保証します。反り曲がりにくい強化プラスチックは長期間にわたっての使用をお約束いたします。両面に付いている読取り目盛は左右どちらからでも測定値の読取りが出来、より正確な測定が可能です。



堅牢な計測台が身長測定時の安定性を保証します



スペーサーがより一層の堅牢性と正確な測定結果をもたらします



seca 877、seca 899、seca 878 をセットするための付属アタッチメントです



seca 217 に付属のアダプターを取付けるとデジタルフラットスケール seca 877、seca 899、seca 878 を取付けることが出来ます

#### 日常的な医療業務への挑戦

付属されているアタッチメントを使用すると seca 877、seca 899、seca 878 のフラットスケールを身長計に取付け可能となり身長計付体重計へと早変わりします。この画期的な発想、そして挑戦し続ける姿勢が、我々 seca が医療用体重計、身長計のワールドマーケットリーダーと呼ばれる一番大きな理由です。

## seca 217

### テクニカルデータ

- 測定範囲：20-205 cm
- 最小単位：1 mm
- サイズ (WxHxD): 328 × 2,145 × 574 mm
- 重量：3.6 kg
- オプション：キャリングケース seca 414、seca 877、seca 899、seca 878