


seca 218

Einweg-Längenmessband im praktischen Wandspender

neu



- Einweg-Messband aus hochwertigem Papier zur Vermeidung von Kreuzinfektionen.
- Unkomplizierte Entnahme des Messbands für sofortigen Einsatz.
- Dank exklusivem Wandspender immer griffbereit.
- Extra Notizfeld für Name, Größe, Gewicht und Datum.

seca 218:

Das Messband für den täglichen Gebrauch.

Unsere Experten arbeiten stetig daran, Ihnen den Arbeitsalltag so leicht wie möglich zu machen: Deshalb gibt es bei seca jetzt die umweltschonenden und hochwertigen Einweg-Messbänder seca 218 im praktischen Wandspender für noch mehr Hygiene. So haben Sie das gewünschte Messband mit nur einem Griff immer sofort zur Hand, wenn Sie es brauchen. Und der Wandspender ist nicht nur angenehm klein und platzsparend, sondern auch noch einfach anzubringen und sehr leicht nachfüllbar.



Stets griffbereit im Wandspender.

Das seca 218 ist sofort verfügbar, wenn es gebraucht wird – 100 Messbänder finden Platz in einem kleinen Wandspender und können bei Bedarf einzeln entnommen werden. Die Wandmontage des Spenders ist überall möglich und sehr einfach. Auch das Auffüllen wird mit wenigen Handgriffen bewerkstelligt.



Einfaches Nachfüllen von bis zu 100 Messbändern.

Optimal in der Handhabung.

Das seca 218 hat dank optimaler Papierstärke eine gute Handhabung und kann leicht abgerissen werden: Eine umweltfreundliche Lösung, die einfach recycelt werden kann.

Hygienisch durch Einmalgebrauch.

Als Papiermessband entspricht das seca 218 hohen medizinischen Hygienestandards. Die Einweg-Messbänder aus stabilem Material können durch den Einmalgebrauch Kreuzinfektionen vermeiden.



Name, Größe, Gewicht und Datum können auf dem Band notiert werden.

seca 218

Technische Daten

- Messbereich: 0–100 cm
- Teilung: 1 mm
- Eigengewicht: 4 g
- Maße Wandspender (BxHxT):
50 x 73 x 36 mm
- Menge: 500 / 1.000 Stück