

seca 218

Cinta para medir desechable
en un práctico dispensador
de pared

nuevo



- Cinta para medir desechable de papel de gran calidad para prevenir una infección cruzada.
- Sencilla obtención de la cinta de medición para su uso inmediato.
- A la mano en todo momento gracias al exclusivo dispensador de pared.
- Espacio adicional para escribir el nombre, la estatura, el peso y la fecha.

seca 218:

Cinta de medición para uso diario.

Nuestros expertos se esfuerzan constantemente para ayudar a facilitar su trabajo diario. Esta es la razón por la que ahora seca ofrece la cinta de medición desechable de gran calidad y ecológica, seca 218, en un práctico dispensador de pared para mejorar las condiciones higiénicas. Ahora tendrá a su disposición la cinta de medición que necesite y cuando la necesite. El dispensador de pared, de tamaño compacto que ocupa menos espacio, es fácil de instalar y reabastecer.



Siempre a la mano en un dispensador de pared.

seca 218 está a su disposición cuando lo necesite. Este pequeño dispensador de pared tiene capacidad para cien cintas de medición, las cuales puede obtener de una en una. El dispensador se puede montar fácilmente en cualquier lugar y su reabastecimiento es rápido y sencillo.

Manejo óptimo.

Gracias al peso del papel, cuidadosamente seleccionado, la cinta para medir es lo suficientemente fuerte para realizar el trabajo y lo suficientemente liviana para desprenderla con facilidad del dispensador de pared. Es una solución ecológicamente responsable que se puede reciclar con facilidad.

Higiénico debido a que se utiliza una sola vez.

La cinta desechable para medir seca 218 cumple con las exigentes normas médicas de higiene. Las cintas de medición se utilizan una sola vez para evitar una infección cruzada.



Reabastecimiento fácil de hasta 100 cintas de medición.



Espacio adicional para escribir el nombre, la estatura, el peso y la fecha.

seca 218

Datos técnicos

- Rango de medición: 0 – 100 cm / 0 – 36"
- Graduación: 1 mm / 1/8"
- Peso del dispositivo: 4 g / 0.14 oz
- Dimensiones del dispensador de pared (AxAxP): 50 x 73 x 36 mm / 1.97 x 2.87 x 1.42"
- Cantidad: 500 / 1.000