

# seca 218

## Ruban de mesure jetable dans un distributeur mural pratique

**nouveauté**



- Ruban de mesure jetable en papier de qualité supérieure permettant de prévenir tout risque de contamination croisée.
- Extraction facile du ruban de mesure pour une utilisation immédiate.
- Toujours à portée de main grâce au distributeur mural exclusif.
- Espace supplémentaire permettant d'indiquer le nom, la taille, le poids du patient, ainsi que la date.

**seca**<sup>®</sup>

La précision au service de la santé

## seca 218 :

### Le ruban de mesure idéal pour une utilisation quotidienne.

Nos experts s'efforcent sans cesse de vous faciliter autant que possible le travail quotidien. C'est pourquoi seca vous propose maintenant son ruban de mesure jetable écologique et de qualité supérieure, le seca 218, s'accompagnant d'un distributeur mural pour de meilleures conditions d'hygiène. Maintenant, vous aurez toujours à disposition le ruban de mesure adéquat lorsque vous en aurez besoin. Le petit distributeur mural peu encombrant est facile à installer et à recharger.



#### Toujours à portée de main grâce au distributeur mural.

Le seca 218 est disponible quand vous en avez besoin. Le petit distributeur mural peut contenir cent rubans de mesure, qu'il libérera un par un. Le distributeur peut être monté partout facilement et rechargé rapidement et aisément.



Remplissage simple jusqu'à 100 rubans de mesure.

#### Manipulation optimale.

Le poids du papier a été sélectionné avec soin, de sorte que le ruban de mesure soit assez résistant pour le travail demandé tout en étant assez léger pour être extrait facilement du distributeur mural. Il s'agit d'une solution écologique car les rubans sont facilement recyclables.

#### Usage unique hygiénique.

Le ruban de mesure jetable seca 218 satisfait aux normes d'hygiène médicale strictes. Usage unique des rubans de mesure afin de prévenir tout risque de contamination croisée.



Espace supplémentaire permettant d'indiquer le nom, la taille, le poids du patient, ainsi que la date.

## seca 218

### Caractéristiques techniques

- Plage de mesure : 0–100 cm
- Graduation : 1 mm
- Poids : 4 g
- Dimensions du distributeur mural (LxHxP) : 50 x 73 x 36 mm
- Quantité : 500 / 1.000