

seca 274

デジタルワイヤレス 身長計

EMR-integrated



- seca 360° wirelessネットワークに対応しています
- 小さなお子様から大人まで幅広く測定できます
- より正確な測定の為、フランクフルト平面を考慮したアイラインポジショナーを採用
- 読み取り易いバックライト方式のLCDディスプレイ
- 強化ガラス製の安定感あふれる計測台を採用

seca 274:

今までにない新しい高品質の身長計 さらにワイヤレスネットワークにも対応

Seca 274で身長を測定する誰もがその有益な機能性を実感するはず。測定をより正確にするヒールポジションナーやフランクフルト平面を考慮したアイラインポジションナーは今までにない正確な身長測定をお約束いたします。3つの太く頑丈な支柱からなる身長計は組み立ても非常に簡単で、清涼感あふれる強化ガラスの測定台はお手入れも簡単です。またseca 360° wirelessネットワークに対応している為、測定データをワイヤレスでシステムオプションのワイヤレスプリンターやPCに送信することができます。



安定性に優れた計測台 – 正確な計測をご提供

クリーニングが簡単な広く低い滑りどめの付いた強化ガラス製の計測台に高品質のアルミニウムを使用した3つの支柱からなる身長計は抜群の安定感と安全性を提供します。また計測台の滑りどめ加工は濡れた足で乗っても滑りづらくなっています。

現場の要求を最大限考慮 – 日常業務を最大限簡便化

日常の計測業務のプロセスをどのように削減するのか、これは医療の身体測定フィールドにおいて最も大切な要素の一つです。デジタルワイヤレス身長計seca 274には、より簡単に踵を正確にポジショニングするヒールポジションナーやフランクフルト平面を考慮したアイラインポジションナーなどが装備されており、今までにない簡便、かつ正確な身長測定を可能にします。また測定範囲も30 cmから220 cmと広範囲に設定しており、1台で小さな子供から大人までの測定を可能にしています。

ペーパーレス、エラーフリーで 測定値を無線で送信します

seca 274はseca 360° wirelessのテクノロジーを使って測定値をオプションのseca 360° wireless専用プリンターへ送信します。もしくは無料でダウンロードできるソフトウェアseca emr flash 101とseca 360° wireless専用USBアダプターseca 456を使ってあなたのPCで測定値を受信することができます。また別途有料の専用モジュールを開発すると測定データを電子カルテへ直接転送することができます。電子カルテへの連動に関する更なる情報はこちらへ: www.seca.com



フランクフルト平面を考慮したアイラインポジションナーは頭の中心をしっかりと捉えることができます



読み取りやすいバックライト方式のディスプレイ



強化ガラス製の計測台に大きく中心を取りやすいヒールポジションナーを一体化させることにより正確な測定を可能にします

seca 274

Technical Data

- 測定範囲: 30–200 cm
- 最小目盛: 1 mm
- サイズ (WxHxD): 434 x 2,300 x 466 mm
- 計測台サイズ (WxHxD): 430 x 60 x 365 mm
- 重量: 15 kg
- 電源: 単三乾電池4本
- データ送信: seca 360° wirelessテクノロジー
- ホールド機能、ゼロ値設定機能、自動電源オフ機能
- システム連携: seca 360° wireless専用ラベルプリンター—seca 466、seca 360° wireless専用プリンター—seca 465、seca 360° wireless専用USBアダプター—seca 456、専用ソフトウェア—seca emr flash 101