

Station de mesure de la taille et du poids, compatible intégration DME

seca

La précision au service de la santé

seca 285

- + Pesée et mesure en une seule opération
- + Graduation précise de 50 g jusqu'à la portée maximale de 300 kg
- + Alignement précis de la tête grâce au positionnement correct procuré par la ligne de Francfort
- + Vaste plage de mesure de la taille : convient également en pédiatrie
- + Écran tactile à trois lignes pour l'affichage simultané du poids, de la taille et de l'indice de masse corporelle (IMC/BMI)
- + Plateforme en verre de haute qualité avec butée de talons pour une mesure précise à trois points
- + L'écran intégré au curseur indique la taille
- + Compatible DME : transmet les valeurs de mesure directement à tout système de gestion de dossier médical électronique ou à toute imprimante



seca 285

Station de mesure de la taille et du poids, compatible intégration DME



Pesée et mesure en une seule opération

La station de mesure seca 285 permet de déterminer la taille et le poids en quelques étapes et, si vous le souhaitez, de transmettre les résultats directement au Dossier Médical Électronique (DME) ou à un PC. La combinaison de la détermination de la taille et du poids dans une station de mesure unique permet un gain de temps précieux dans le processus de mesure et offre plus de confort. De plus, l'indice de masse corporelle (IMC/BMI) peut être calculé automatiquement. Avec le curseur de haute qualité, la ligne de Francfort seca et la graduation précise du pèse-personne, la station de mesure fournit constamment des résultats d'une précision absolue.

Classe d'étalonnage	III
Capacité	300 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g
Dimensions (LxHxP)	434 × 2,394 × 466 mm / 17.1 × 94.25 × 18.3 in
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	430 × 60 × 365 mm / 16.9 × 2.4 × 14.4 in
Poids net	16 kg / 35.3 lbs
Alimentation électrique	Adaptateur secteur, Piles pour appuie-tête
Fonctions	Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, CLEAR, Auto-CLEAR, RESET, Auto changement de sensibilité, Calibration / calibration automatique, Amortissement réglable, Auto-IMC, TARE-mère, BFR (taux de graisse corporelle), Réglage du zéro par l'utilisateur, SEND/Auto-SEND
Interfaces	Wi-Fi / Ethernet en option avec seca 452
Accessoires	+ Module d'interface seca 452
Medical Device Regulation (MDR) certifié	

Height measurement

Plage de mesure	30 – 220 cm
Graduation plage de mesure	1 mm



Grande plage de mesure et de pesée avec une précision maximale

La seca 285 dispose d'une très grande plage de mesure et de pesée qui convient aussi bien pour les enfants que pour les adultes et se distingue par une précision élevée. La conception et l'équipement permettent de reconnaître la haute qualité de la station de mesure : un écran principal éclairé et un deuxième afficheur pour la taille intégré au curseur. Sans oublier la ligne de Francfort seca pour un alignement précis de la tête et une plateforme en verre stable avec butée de talons.



Solutions d'intégration seca : Comment améliorer considérablement les flux de travail.

Intégrable signifie que la station de mesure et de pesée seca 285 peut être intégrée dans le système de gestion des dossiers patients de l'hôpital via le réseau informatique. Ainsi, les valeurs de mesure peuvent être directement transférées par un simple appui sur une touche vers le Dossier Médical Électronique (DME), où elles sont immédiatement accessibles pour tous les utilisateurs. Un lecteur de code-barres USB externe permet également l'identification de l'utilisateur et l'identification du patient. Vous gagnez ainsi un temps précieux, augmentez la sécurité du processus de mesure et éliminez les erreurs de transmission.