

seca 285

EMR ready デジタル身長計付 体重計（検定付）Ⅲ

product sheet [seca 285

EMR-integrated



EMR
Integration

- EMR ready: 測定値は電子カルテへダイレクトに送信されます
- ヘッドプレートにはフランクフルト平面を考慮したアイラインポジショナーを採用しています
- 50 g 単位（150 kg まで、それ以上 100 g で 300 kg まで）測定可能な高精度体重計です
- 身長計は 30–200 cm の広範囲にわたり測定可能です
- BMI 数値を自動的に計算し表示します
- ディスプレイには身長、体重、BMI 数値を同時に表示する 3 ラインのタッチパネルを採用しています

seca 285:

身長、体重、BMIがワンステップで
測定可能です。

Seca 285を使用すれば身長と体重をワンステップで測定することが出来ます。最大300 kgまで量れる大きく安全性に優れた強化ガラス製の計量台はクリーニングも簡単です。また身長測定をより正確にするために計量台にはヒールポジショナー、ヘッドプレートにはフランクフルト平面を考慮したアイラインポジショナーを採用しています。最先端の技術を駆使したタッチパネルのディスプレイは身長、体重、BMIを3ラインで同時に表示します。またEMR readyに対応しています。



30 cmから300 kgまで - 小児科
から総合内科まで

病院内での身体測定における基本的な問題点も多用途に使用できるseca 285ならば解決してくれます。最大計量が300 kgと大きく、身長測定範囲も30-200 cmと広範囲なので小さな子供の測定から肥満患者の測定まで幅広く活用して頂く事が出来ます。医療現場での使用を最大限考慮している為、クリーニングが簡単な広く低い滑りどめの付いた強化ガラス製のプラットフォームに高品質で堅牢なアルミニウムを採用した身長計を一体化させました。

体重、身長からBMIまで

体重と身長を測定するとその値は自動的に計算されたBMI値と共に、3ラインで読み取り易いタッチパネルのディスプレイに表示されます。バックライト付きディスプレイはどのような光環境の中でも読み取り易く、操作性も直感的で抜群です。利用者はひと目で体重値、身長値、自動計算されたBMI値を確認することが出来ます。

seca電子カルテ連動ソリューション：
仕事の流れを改善する方法

seca 285は病院の電子カルテシステムにネットワークを介して測定値を統合できます。seca 452を介して測定値は電子カルテへ直接送信され、即座に全てのユーザー端末で確認可能となります。外付けのバーコードスキャナーを取り付けることにより、患者と利用者双方を確認することができ、測定結果は常に正確に登録されます。これにより時間を節約し、プロセスの信頼性を向上し、通信エラーを排除します。(別途費用)

seca電子カルテ連動ソリューションに関するお問い合わせはこちらへ：info@seca.co.jp



身長計のヘッドプレートには独立したディスプレイが付いています。



操作が簡単なデジタルタッチスクリーンディスプレイ。



強化ガラス製の計量台に身長計のヒールポジショナーを一体化させることにより正確な測定を可能にします。

システム連携：すべての電子カルテシステム (EMR) そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動については別途費用が必要となります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

seca 285

テクニカルデータ

体重計

- 最大計量: 300 kg
- 表示単位: 150 kgまで50 g、150 kg以上100 g
- サイズ (WxHxD): 434 x 2,194 x 466 mm *
- 計量台サイズ (WxHxD): 430 x 60 x 365 mm
- 重量 16 kg
- 電源: ACアダプター (付属)、ヘッドプレート用単三乾電池x4本
- 機能: ホールド機能<切替>オートホールド機能、プリセット風袋機能、マザー・チャイルド機能、クリア機能、オートクリア機能、BMI機能、オートレンジ機能、ダンピング機能、送信機能
- 精度等級: 3 級

身長計

- 測定範囲 30-200 cm
- 最小目盛 1 mm
- ヘッドプレート機能: ホールド機能、ゼロ値設定機能、自動電源オフ機能

※ 天井の高さが 2,300 mm に満たない方は
お気軽にお問い合わせください。