

EMR ready 超音波式全自動 身長体重計 (検定付) (III)

seca
Precision for health

seca 287 r

- + オン/オフ切り替え可能な音声ガイダンスを通して完全自動測定が可能
- + 完成された超音波テクノロジーにより実現した優れた精度と高速測定
- + 感染症予防に有効な測定時の機器への接触を最低限に抑えられるハンズフリー測定
- + 表示単位は高精度の 50g (150kg 以上は 100g) で最大計量 300kg
- + 強化ガラス製計量台とアルミニウム素材性支柱で高品質な仕上がりとモダンなデザイン
- + EMR ready : 測定値を電子カルテ (EMR) へダイレクトに送信可能 (連携費用別途)
- + 別売オプション : EMR ready 専用インターフェイス seca 452 を介して専用プリンターで印刷可能
- + RS232 で出力可能 (出力の際には RS232 ケーブル seca 451 が必要です)



seca 287r

EMR ready 超音波式全自動 身長体重計 (検定付) (III)

知的に高精度

seca 287rはこれまでの全自動身長体重計の技術的限界を打ち破った革新的な製品です。3セットの超音波センサーは患者の身長をミリ秒単位で記録し特別にデザインされたデジタル評価算法により超音波式では他に類を見ない高精度の測定を確実にします。音声ガイダンスシステムにより患者による単独での測定が可能です。また、EMR ready専用インターフェイス seca 452を介して専用のWi-Fi/LANプリンターで印刷したり、電子カルテシステムとの連携が可能です(連携費用別途)。さらに、RS232で出力もできます。最大計量300kg、表示単位50g(150kg以上は100g)で、信頼のおけるsecaクオリティを提供します。



テクニカル精度

seca クオリティの超音波測定は、不正確性を排除するようデジタル評価算法を特別にデザインしています。3セットのセンサーは超音波シグナルを別々に送受信し、各センサーは200ミリ秒に10測定を行います。測定精度を保つため常時自動較正し温度変化を的確に感知して平均化し、静かな測定プロセスは常に快適に高精度の結果を提供します。

体重計

精度等級	3級
最大計量	300 kg
表示単位	150 kg まで 50g、150 kg 以上 100g
機能	風袋引き機能、プリセット風袋機能、2 in 1機能、ホールド機能、オートホールド機能、クリア機能、オートクリア機能、オートBMI機能、オートレンジ機能、ダンピング機能、送信/印刷機能、RS232通信
オプション	+ RS232ケーブル seca 451 + パンダ seca 459 + アニマルステッカー seca 487 + 無線プリンターセット (seca 452と無線プリンターのセット) + 有線プリンターセット (seca 452と有線プリンターのセット)



最高のフレキシビリティと効率性

全ての測定結果はワイヤレスで電子カルテシステムに送信できます(連携費用別途)。別売オプションのEMR ready専用インターフェイス seca 452を接続すると専用のWi-Fi/LANプリンターで体重値や身長値などの測定結果を印刷することが可能です。CD品質のオン/オフ切り替え可能な音声ガイダンスが測定の完全自動化を可能にし、仕事のさらなる簡便化をサポートします。タッチスクリーンのキーロックにより患者による意図しない設定変更を防ぎます。



優れた品質

seca 287r 超音波式全自動身長体重計は耐久性に優れており長期使用できるように設計されています。洗練されたデザインで、支柱は堅牢なアルミ素材で、計量台は滑り止め加工が施された掃除がしやすい強化ガラスでできています。

超音波式全自動身長計

測定範囲	60 - 210 cm
表示単位	1 mm
機能	自動較正

※天井までの高さが2,300mm以上あることをご確認ください。