Ottimizzata

seca 336

Bilancia pesa neonati elettronica **(III)**



- Dispositivo medico pratico e leggero per uso mobile.
- Piano di misurazione piatto.
- Display LCD illuminato, di facile lettura.
- Altimetro digitale opzionale seca 234 o altimetro analogico seca 232 n.



seca 336:

Alta qualità e misurazione facilitata per risultati veloci e accurati.

La tecnologia avanzata è utile solo se funziona nella pratica. La bilancia pesa neonati seca 336 ha tutte le funzionalità necessarie per semplificare il lavoro medico quotidiano. Semplice da utilizzare, mobile e resistente, la bilancia soddisfa tutti i requisiti di una bilancia ideale in ambito pediatrico.



Leggera e maneggevole per un uso medico mobile.

La bilancia è molto leggera, solo 3,7 kg. La maniglia integrata sul lato rende facile il trasporto. Un altro aspetto pratico è la sua forma piatta e salva-spazio, che si adatta al piano di un fasciatoio. Opzionale il carrello seca 428 per un uso mobile e sicuro della bilancia.

Funzionamento semplice e display LCD di facile lettura.

La spaziosa e piatta superficie di pesata dona al bambino il massimo del comfort e sicurezza. Con il piccolo comodamente posizionato sulla base di pesata, la misura della sua altezza può essere effettuata rapidamente e con precisione. Agevole per pesare anche bambini più grandi, in posizione seduta. La misurazione viene visualizzata sul display a cristalli liquidi illuminato, dove rimane visibile per due minuti.

Un processo di misurazione veloce è più piacevole per il bambino.

La bilancia seca 336 è dotata di uno speciale sistema di ammortizzazione del peso che fornisce immediatamente misure esatte anche quando il bambino è irrequieto. Combinata con l'altimetro di misura digitale opzionale seca 234 o con l'altimetro analogico opzionale seca 232 n, la bilancia consente di misurare peso e altezza in un solo passaggio.



Con o senza altimetro, la bilancia seca 336 è facile da trasportare, grazie alla maniglia e al suo peso contenuto.



Display a cristalli liquidi illuminato, di facile lettura.



L'altimetro di misurazione digitale con il suo ampio display semplifica il processo di misurazione.

Dati Tecnici

- Divisione: 5 g < 10 kg > 10 g
- Dimensioni (L x A x P): 650 x 110 x 308 mm
- Peso: 3.7 kg

Portata: 20 kg

- Funzioni: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, auto selezione range di pesata, ammortizzatore, spegnimento automatico,
- Opzionale: carrelli seca 403 e seca 402, altimetro digitale seca 234, altimetro analogico seca 232 n, borsa per trasporto seca 428, alimentatore a rete elettrica

_

_