

EMR ready Wi-Fi機能付 デジタルベビースケール (検定付)

seca

Precision for health

seca 336i (III)

- + Wi-Fi機能付きで電子カルテに接続可能
- + 広くフラットな計量台
- + 読み取りやすいバックライト付LCDディスプレイ
- + 患者認証のためのバーコードスキャナー接続用USBポート付き
- + 別売オプション：デジタルメジャーロッドユニット seca 234
もしくはアナログメジャーロッドユニット seca 232n

EMR))



画像は別売オプションのデジタルメジャーロッドユニット seca 234 取り付け例です

3年間
保証対象製品

電子カルテに連携された体重/身長測定はヒューマンエラーを排除します

デジタル社会用ベビースケール

seca 336iは小児科の仕事のプロセスの改善と効率化を手助けします。バーコードスキャナーを接続できるUSBポートを備えています*1。新生児や乳児は間違えることなく認証され、測定値はエラーレスですぐに電子カルテシステムへワイヤレス送信されます*2。

- ※1 バーコードスキャナーは付属していません。
- ※2 別途費用が掛かります。詳細についてはお問い合わせください。



簡単な操作と読み取りやすいLCDディスプレイ

広くフラットな計量台は乳児に心地よさと安心感を与えます。乳児が心地よく計量台に横たわっていれば、身長測定も素早く正確にできます。大きな乳児と小さな子供は座らせて測定ができます。測定値は明るく点灯するLCDディスプレイに最長2分間表示されます。

素早い測定は乳児にとってより快適です

seca 336iはダンピングシステムによって乳児がむずがっても素早く正確な測定を可能とします。別売オプションのデジタルメジャーロッドユニットseca 234を使えば、体重と身長をワンステップで測定できます。電子カルテシステムと連携されていれば、仕事のプロセスはさらに改善されます。アナログメジャーロッドユニットseca 232nもご利用いただけます。

最大計量	20 kg
表示単位	10 kg まで 5 g、10 kg 以上 10 g
使用範囲	0.1 – 20 kg
サイズ (W × H × D)	650 × 110 × 308 mm
重量	3.7 kg
電源	ACアダプター (付属)、単三乾電池 × 6 本
精度等級	3 級

機能	風袋引き機能、母乳摂取量表示 (BMIF) 機能、ホールド機能、オートホールド機能、ダンピング機能、オートレンジ機能、送信機能、自動電源オフ機能、確認機能、Wi-Fi機能
ポート	USBバーコードスキャナー
別売オプション	seca 403/seca 402 (ベビースケール専用カート) seca 234 (デジタルメジャーロッドユニット) seca 232n (アナログメジャーロッドユニット) seca 428 (専用キャリングケース: 体重計本体のみ、メジャーロッドユニット、ACアダプターは入りません) 無線プリンター

EMR システム連携: すべての電子カルテシステム(EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動については別途費用が必要となります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

※PCに測定値を送信する場合は設定が必要です。