

デジタルベビースケール (検定付)

seca

Precision for health

seca 336n (III)

- + 軽く持ち運びやすいモバイル利用の体重計
- + 広くフラットな計量台
- + 読み取りやすいバックライト付LCDディスプレイ
- + 別売オプション：デジタルメジャーロッドユニット seca 234
もしくはアナログメジャーロッドユニット seca 232n



画像は別売オプションのアナログメジャーロッド
ユニットseca 232n の取り付け例です

3年間
保証対象製品

seca 336n

高品質かつ手軽な操作で 素早く正確な測定結果

軽量でモバイル利用として最適

重量わずか3.7 kg とこのクラスの体重計としては非常に軽量です。一体型の取っ手は持ち運びにとっても便利です。フラットで省スペースの形は、おむつ交換台の引出しにも入る大きさです。モバイル利用向けに別売オプションの専用キャリングケースseca 428があります(本体専用、メジャーロッドユニットとACアダプターは入りません)。



簡単な操作と読み取りやすいLCDディスプレイ

広くフラットな計量台は乳児に心地よさと安心感を与えます。乳児が心地よく計量台に横たわっていれば、身長測定も素早く正確にできます。大きな乳児と小さな子どもは座らせて測定ができます。測定値は明るく点灯するLCDディスプレイに最長2分間表示されます。

素早い測定は乳児にとって快適

seca 336n はダンピングシステムによって乳児がむずがっていても素早く正確な測定を可能にします。別売オプションのデジタルメジャーロッドユニット seca 234 もしくはアナログメジャーロッドユニット seca 232n との使用で、体重と身長をワンステップで測定できます。

最大計量	20 kg
表示単位	10 kg まで5 g、10 kg 以上 10 g
使用範囲	0.1 - 20 kg
サイズ (W×H×D)	650 × 110 × 308 mm
重量	3.7 kg
電源	単三乾電池 × 6 本 ACアダプター (別売オプション)

機能	風袋引き機能、母乳摂取量表示 (BMIF) 機能、ダンピング機能、ホールド機能、オートホールド機能、オートレンジ機能、自動電源オフ機能、確認機能
別売オプション	seca 403 / 402 (ベビースケール専用カート)、seca 234 (デジタルメジャーロッドユニット)、seca 232n (アナログメジャーロッドユニット)、seca 428 (専用キャリングケース : 体重計本体のみ、メジャーロッドユニット、ACアダプターは入りません)
精度等級	3 級

仕様・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。

seca 株式会社
〒262-0011
千葉県千葉市花見川区三角町94-2

T 043 216 0850 (代表)
F 043 216 0851
E info@seca.co.jp

Precision for health
seca.com

201133608019