

Elektronische Säuglingswaage mit Breast-Milk-Intake-Funktion seca 354



neu



▲ Breast-Milk-Intake-Funktion ▪ Einfaches Lösen der Wiegemulde vom Untergestell ▪
Säuglingswaage und Flachwaage für Kinder in einem ▪ Mobil und robust für den Transport

Der zuverlässige Schutz für gesundes Wachstum

Bei der gesunden Entwicklung eines Neugeborenen spielt die Ernährung eine zentrale Rolle. Mit der neuen Säuglingswaage seca 354 lässt sich jetzt täglich per Knopfdruck kontrollieren, wie viel Milch das Baby beim Stillen getrunken hat. Damit bietet seca ab sofort den wohl zuverlässigsten Partner bei der Überwachung der Ernährung von Säuglingen. Die seca 354 eignet sich darum ideal für Eltern, die das Gewicht und die Milchaufnahmemenge ihres Neugeborenen zu Hause kontrollieren möchten.

Geborgenheit und Schutz

In der Wiegemulde der seca 354 können Babys sicher und bequem gewogen werden. Die abgerundete Formgebung der Mulde mit leicht erhöhten Seitenwänden vermittelt Geborgenheit. Per Breast-Milk-Intake-Funktion kann die vom Säugling aufgenommene Milchmenge beim Stillen ermittelt werden. Denn auf Knopfdruck wird das vor der Nahrungsaufnahme gewogene Körpergewicht des Säuglings gespeichert und bei erneutem Wiegen vom aktuellen Gewicht abgezogen.



Säuglingswaage und Flachwaage für Kinder in einem

Ein Handgriff genügt, um die Säuglingswaage in eine Flachwaage mit einer Tragkraft von 20 kg zu verwandeln: Durch Drücken einer Taste löst sich die Verbindung zwischen der Wiegemulde und dem Untergestell. Die feste Verbindung zwischen Mulde und Untergestell im arretierten

Zustand ermöglicht das problemlose Anheben und den sicheren Transport der Säuglingswaage.

Leichtes Bedienen durch selbsterklärende Tastenfunktionen

Die leichte Bedienbarkeit der seca 354 wird durch ein intuitives Bedienkonzept mit selbsterklärenden Tasten erreicht. Die HOLD-Funktion erlaubt, nach dem Wiegen zuerst den Säugling zu versorgen, bevor man das Gewicht abliest. Mit der TARA-Funktion werden Windeln oder weiche Unterlagen zuverlässig wegtariert.

Mobil und robust für den Transport

Ihre kompakte, robuste Bauweise prädestiniert die seca 354 als Arbeitsgerät auch für alle, die für die Gesundheit der Jüngsten mobil sein müssen. Der energiesparende Batteriebetrieb – bis zu 20.000 Wägungen sind mit nur einem einzigen Batteriesatz möglich – macht die Waage unabhängig vom Standort. Die praktische, optional erhältliche, Tasche seca 414 mit Tragegurt unterstützt den mobilen Einsatz und schützt die Säuglingswaage.



seca 414

Technische Daten

seca 354

Tragkraft: 20 kg
Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g
Maße (BxHxT): 552 x 156 x 332 mm
Eigengewicht: 3 kg
Stromversorgung: Batterien
Funktionen: TARA, Auto-HOLD, BMIF,
kg/lbs Umschaltung

