

seca 354

Pesabebés electrónica de doble utilidad, con plataforma para el pesaje de niños



- Pesabebés y báscula de plataforma para niños.
- Bandeja fácilmente desmontable de la base.
- Ingesta de la Leche Materna – BMIF (Function Breast Milk Intake).
- Móvil y robusta para el transporte.

seca 354:

Versátil y robusta; calidad compacta con doble utilidad.

En el hogar, en el consultorio médico y en cualquier sitio del mundo donde empieza una vida, el control fiable del peso corporal es decisivo para un crecimiento sano. La seca 354 es una báscula multifunción desarrollada a partir de la práctica. Por una parte es una pesa-bebés, y por otra se puede utilizar como báscula de plataforma para niños pequeños.



Hoja de producto (seca 354)

Pesabebés y báscula de plataforma a la vez.

La artesa de la báscula seca 354 resguarda a los pequeños para un pesaje seguro y confortable; sus formas arqueadas, con laterales ligeramente elevados, brindan confianza y protección. Al desmontar la artesa de la base, se obtiene una báscula electrónica de plataforma lista para funcionar, con una capacidad de 20 kg.

El firme bloqueo de la artesa brinda un alto nivel de seguridad.

Con una sencilla maniobra, la pesabebés se convierte en una báscula de plataforma: la unión entre la artesa y la base se suelta con sólo pulsar una tecla. En estado bloqueado, la sólida unión entre la artesa y la base permite levantar la pesabebés y transportarla sin ningún inconveniente.

Fácil manejo con teclas de función que se explican por sí solas.

La facilidad en el uso de la báscula seca se debe a un concepto de manejo intuitivo, con teclas que se explican por sí solas. La función HOLD permite atender al bebé inmediatamente después del pesaje, incluso antes de leer el peso registrado. Con la función TARA, el peso de pañales o paños suaves se comprueba con eficacia. Y la función Breast Milk Intake (BMIF) permite comprobar la cantidad de leche materna ingerida por el lactante: con sólo pulsar una tecla, queda almacenado el peso del bebé antes de la lactancia; en un segundo pesaje realizado después de la ingestión de leche materna, éste se restará del peso actual.

Móvil y robusta para el transporte.

Con su construcción compacta y sólida, la seca 354 está predestinada a ser la herramienta ideal de todos los que necesitan movilidad para atender la salud de los más pequeños. Gracias a un funcionamiento de bajo consumo a pilas que permite realizar hasta 20.000 pesajes con un solo juego, la báscula se puede usar en cualquier sitio.



seca 414



seca 413



La bandeja de pesaje se puede desmontar rápida y fácilmente, simplemente pulsando una tecla.

seca 354

Datos técnicos

- Capacidad: 20 kg / 44 lbs
- División: 10 g < 10 kg > 20 g / 0,5 oz < 22 lbs > 1 oz
- Dimensiones (AxAxP): 552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1"
- Dimensiones/superficie de pesaje (AxAxP): 525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8"
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3"
- Peso: 2.3 kg / 5 lbs
- Alimentación: pilas
- Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: Bolso de transporte seca 414 y seca 413