

配有特大尺寸托盘的电子婴儿秤

seca 376 



new



贝壳形设计, 安全性更高 · 超大尺寸托盘, 称重无忧 —— 也适合幼儿称重 · 凸出、易读的液晶显示屏, 大号数字显示

称重舒适度最佳的创新设计

seca 376 型电子婴儿秤的一个卓越特色,是具有创新性的设计大方的贝壳形托盘。经严格检测,此种形状可满足婴儿和幼儿安全、舒适称重时的最高要求。它具有最高的赛康精确度。因为这是人生早期阶段最重要的事情。seca 376 型婴儿秤不仅适合在医院、诊所的儿科使用,也非常适合在妇产科病房使用。



安全性最优的贝壳形设计

seca 376 型婴儿秤从人体工程学观点出发,专为婴幼儿称重设计。略微翘起的侧面让小孩感到安全放心。同时提供最优的保护,防止婴幼儿从秤上掉下来。

超大尺寸称重托盘,称重无忧 —— 也适合幼儿称重

seca 376 型婴儿秤的托盘设计大方,具有15公斤的高称量能力,可用于称量婴儿和幼儿的体重。尽管有尿布或软垫,其具备的去皮功能仍能快速测定净重。

凸出的大号数字液晶显示屏,方便读数

seca 376 型婴儿秤的控制面板位于略微起的婴儿秤后面一侧,符合人体工程学设计。配有大尺寸液晶显示屏,使小孩体重测定快速、便捷。只需按下锁定按钮,即可保存所测定的体重。因此,可在看护好婴儿之后,再记录下婴儿的体重。



可采用节能型电池作为电源,机动灵活

由于seca 376 型电子婴儿秤可采用电池(每组电池最多可称重4,000次)而无需使用外接电源,因此机动灵活。但我们可为其配备一个选配的外接交流电变压器。

技术数据

seca 376 型

最大称量: 15 kg

检定分度值: 5 g < 7.5 kg > 10 g

外形尺寸(长 x 高 x 宽): 620 x 190 x 358 mm

重量: 3.2 kg

电源: 电池 / 交流电变压器(选配)

准确度等级: III

功能: 去皮、锁定