

# seca 403 y seca 402

Carritos para el apoyo móvil de las básculas para bebé de seca

nuevo



- Las ranuras hechas a la medida en la superficie mantienen las básculas para bebé de seca firmemente en su lugar.\*
- Altura de trabajo ideal de 80 cm / 31.5 pulgadas.
- El cajón integrado y la repisa proporcionan espacio de almacenamiento adicional para que siempre tenga todo a su alcance (seca 403).
- El portarrollos de papel opcional le ayuda a mantener limpia el área de trabajo (seca 402).

**seca**<sup>®</sup>

Precisión para la salud

## seca 403 y seca 402:

### El complemento perfecto para las básculas para bebé de seca.



Los carritos de seca, seca 403 y seca 402, son complementos ideales para las básculas para bebé de seca.\* Están especialmente desarrolladas para su uso rutinario, seguro e higiénico, en hospitales y consultorios médicos. La base de la báscula se acopla a las ranuras hechas a la medida en la superficie y con ello se garantiza que la báscula no se deslizará de su lugar. Los dos prácticos frenos mantienen el carrito estable para que pueda pesar tranquilamente al bebé. Y puede empujar o jalar el carrillo con la manija para mover fácilmente la báscula para bebé al lugar donde la necesite.

#### Para trabajos sencillos, ergonómicos e higiénicos.

La movilidad y seguridad de las básculas para bebé son de vital importancia en pediatría. De modo que ahora las básculas para bebé de seca\* se pueden colocar de manera segura en los carritos especialmente desarrollados. El diseño ergonómico de los carritos, con una superficie de trabajo de 80 cm, garantiza un proceso de trabajo seguro. Es más fácil cumplir con las normas de higiene gracias a su superficie integrada y fácil de limpiar.

*El portarrollos de papel opcional de seca 402 hace que el trabajo sea aún más fácil y más higiénico.*



#### seca 403 cuenta con opciones de almacenamiento práctico.

La variante expandida del carrito de seca tiene espacio para guardar y mantener los documentos y los materiales a la mano. Cuenta con espacio extra gracias a la repisa y el cajón.



*Las ranuras hechas a la medida mantienen la báscula para bebé de seca anclada al carrito.*



*Los cuatro paragolpes en las ruedas protegen al carrito y a la báscula de los impactos en las paredes y puertas.*

#### Medición segura y pesando en cualquier lugar - con la báscula seca 402.

En el modelo básico seca 402 ofrece las ventajas de seguridad, trabajo móvil e higiénico con básculas para bebé de seca. Una práctica y sencilla que puede instalar portarrollos de papel opcionalmente.

## seca 403 y seca 402

### Datos técnicos

#### seca 403:

- Dimensiones (AxAxP):  
715 x 800 x 435 mm / 28.2 x 31.5 x 17.1"
- Peso: 27.5 kg / 60.6 lbs
- Carga máxima: 45 kg / 99,2 lbs
- 4 paragolpes
- 2 frenos
- Cajón y repisa integrados

#### seca 402:

- Dimensiones (AxAxP):  
715 x 800 x 435 mm / 28.2 x 31.5 x 17.1"
- Peso: 11.5 kg / 25.4 lbs
- Carga máxima: 45 kg / 99,2 lbs
- 4 paragolpes
- 2 frenos
- Opcional: portarrollos de papel

\* Ambos carritos ofrecen una superficie individual para las siguientes básculas para bebé de seca: seca 727, seca 757, seca 728, seca 717, seca 374, seca 376, seca 334, seca 336, seca 384, seca 383, seca 382 y seca 354.