

seca 403 et seca 402

Chariots pour pèse-bébés seca

nouveauté



- Des logements sur mesure présents au niveau de la surface permettent de maintenir les pèse-bébés seca bien en place.*
- Hauteur de travail idéale de 80 cm.
- Le tiroir et l'étagère intégrés offrent un espace de rangement supplémentaire et vous permettent d'avoir toujours à portée de main, tous les accessoires nécessaires aux soins du nourrisson (seca 403).
- Un support pour rouleau de papier disponible en option vous aide à garder la zone de travail toujours propre (seca 402).

seca[®]

La précision au service de la santé

seca 403 et seca 402 :

Le complément parfait aux pèse-bébés seca.

Les chariots seca 403 et seca 402 sont des compléments idéaux aux pèse-bébés seca.* Ils ont été spécialement conçus pour une utilisation quotidienne hygiénique et sécurisée au sein des hôpitaux et des cabinets médicaux. Les logements sur mesure présents au niveau de la surface et correspondant parfaitement aux emplacements des pieds du pèse-bébé seca, assurent son ancrage. Deux freins pratiques maintiennent le chariot en place afin de pouvoir peser les bébés en toute sécurité. La poignée vous permet quant à elle de pousser ou tirer le chariot pour déplacer rapidement le pèse-bébé vers l'endroit de son utilisation.



Pour un travail simple, ergonomique et hygiénique.

L'utilisation mobile et sécurisée des pèse-bébés est d'une importance capitale dans le domaine de la pédiatrie. Les pèse-bébés peuvent à présent être positionnés en toute sécurité sur les chariots spécialement conçus à cet effet. La conception ergonomique des chariots, dont la hauteur de la surface de travail est de 80 cm, garantit des processus de travail sûrs. La surface sans joints et facile à nettoyer permet de respecter facilement les normes d'hygiène imposées.

Le support pour rouleau de papier disponible en option pour le modèle seca 402 facilite encore le travail et augmente également le niveau d'hygiène.



Le modèle seca 403 propose des options de rangement pratiques.

La version évoluée du chariot seca propose un espace de stockage pratique permettant d'avoir toujours les documents et le matériel sous la main. Cet espace supplémentaire se présente sous la forme d'une étagère et d'un tiroir.

Pesez partout et en toute sécurité – grâce au modèle seca 402.

Le modèle de base seca 402 permet également de peser les bébés en toute sécurité, de manière hygiénique et mobile. Un support pratique pour rouleau de papier jetable est également disponible en option.

seca 403 et seca 402

Caractéristiques techniques

seca 403:

- Dimensions (LxHxP) : 715 x 800 x 435 mm
- Poids : 27,5 kg
- Capacité max. : 45 kg
- 4 protections antichocs
- 2 freins
- Tiroir et étagère intégrés

seca 402:

- Dimensions (LxHxP) : 715 x 800 x 435 mm
- Poids : 11,5 kg
- Capacité max. : 45 kg
- 4 protections antichocs
- 2 freins
- En option : support pour rouleau de papier

* La surface des deux chariots est compatible avec les pèse-bébés suivants : seca 757, seca 717, seca 376, seca 336, seca 385 et seca 384.



Des logements sur mesure permettent d'ancrer le pèse-bébé sur le chariot.



Quatre protections antichocs situées au niveau des roulettes protègent le chariot et le pèse-bébé contre les collisions avec les murs et les portes.