

seca 403 & seca 402

ベビースケール専用カート

new



- カートの上棚にはすべてのseca製ベビースケールにフィットするくぼみがあり、ベビースケールをしっかりと固定します*
- 使用に理想的な高さの80 cm
- 必要な物を収納しておける引き出し付き (seca 403)
- オプションのロールペーパーホルダーを取り付けるとカート周りの汚れ等を拭き取るのに便利です (seca 402)

seca 403 & seca 402: ベビースケール専用カート

ベビースケール専用カート、seca 403とseca 402はseca製ベビースケール専用の理想的な補完機材です。すべてのseca製ベビースケールにマッチし、上棚にはベビースケールの足を捉えられるくぼみが作られており、毎日安全かつ衛生的に使用でき、常に安定した測定を保証するように特別に開発されました。実用的な2つのブレーキは乳児を安全に測定できるようにしっかりとカートを固定します。ベビースケールが必要なところにカートを移動するための取っ手も付いています。



シンプル、且つ衛生的

ベビースケールでの安全かつ正確な測定は、小児科で最も重要視される項目です。特別に開発されたベビースケール専用カートにすべてのseca製ベビースケールを安全に乗せることができるようになりました。人間工学に基づいたデザインで80 cmに上棚を置くことにより、安全かつ正確に測定が出来ます。シームレスで掃除のしやすい表面で、常に衛生的に保つことが出来ます。

実用的な収納オプション (seca 403)

seca製ベビースケール専用のカートには実用的な収納スペースが有り書類や資料を収納することができます。

どこでも安全に測定 – seca 402

seca 402は、すべてのseca製ベビースケール用に、どこでも安全かつ正確に測定ができるように開発された専用のカートです。実用的でシンプルなロールペーパーホルダー（オプション）を取り付けることにより、ベビースケールの周りを常に衛生的に保ちやすくなっています。

seca 402のオプションのロールペーパーホルダーによりより簡単に衛生的に仕事ができます



ベビースケールにマッチするように付けられたくぼみによってseca製ベビースケールはカートにしっかりと固定されます



4つのホイールに付いているサイドバンパーはカートとベビースケールを壁やドアへの衝突から守ります

seca 403 & seca 402

Technical Data

seca 403:

- サイズ (WxHxD): 715 x 800 x 435 mm
- 重量: 27.5 kg
- 最大搭載重量: 45 kg
- サイドバンパー: 4 個
- ブレーキ: 2 個
- 収納、棚付き

seca 402:

- サイズ (WxHxD): 715 x 800 x 435 mm
- 重量: 11.5 kg
- 最大搭載重量: 45 kg
- サイドバンパー: 4 個
- ブレーキ: 2 個
- オプション: ロールペーパーホルダー

* いずれのカートも下記のベビースケール用の表面を備えています: seca 727、seca 757、seca 728、seca 717、seca 374、seca 376、seca 334、seca 336、seca 385、seca 384、seca 383、seca 382、seca 354、seca 378、seca 835、seca 833