

EMR ready フラットスケール(検定付) IDディスプレイ付き

seca
Precision for health

seca 651

- + 安全性を高めるためにディスプレイには測定者と患者の名前もしくはIDが表示されます(電子カルテ連携時)
- + データ送信はタッチスクリーン上でコントロールできます
- + テスト済みのseca Bearclaw Glass®を採用した大きな計量台は、壊れにくく耐久性に優れています
- + ガラスの表面はお手入れや消毒が簡単で衛生的です
- + 調整可能なダンピング機能により素早く正確な体重測定が可能です
- + EMR ready: 測定値を電子カルテ(EMR)へダイレクトに送信可能です(連携費用別途)



こちらから製品動画をご確認いただけます



EMR

3年間
保証対象製品



EMR ready フラットスケール(検定付) IDディスプレイ付き



電子カルテと連携するために開発された大きく大容量のフラットスケール

フラットスケールseca 651は電子カルテ(EMR)との連携にフォーカスして開発されました。また、計量台は特別に大きく低いので大柄の肥満患者にも対応可能です。seca 651は測定者と患者両方に医学的な体重測定のための安全性、効率性そして快適性を提供します。



seca Bearclaw Glass®の計量台

ガラスの計量台は見た目だけでなく特に衛生面において優れています。ガラス上におけるほとんどの菌の除菌率は99%以上となっており、ステンレス製と同様、簡単なお手入れで衛生を保つことが可能です。スリップ防止加工が施されたガラスは滑りにくく、特別なseca Bearclaw Glass®の採用が、その耐久性を保証します。



IDディスプレイは使いやすく電子カルテへのデータ送信は容易です

seca 651は測定データと電子カルテ(EMR)システムとの連携を想定して特別に開発されました。体重値と測定時間等のデータは電子カルテサーバーなどに保管され、各ユーザーからアクセス可能です。IDディスプレイはバーコードスキャナーで読み込んだ患者の名前もしくはIDを各測定値と共に表示します。これによって連携プロセスが可視化され、安全性・利便性がより高まります。(電子カルテシステムと連携するためには、ソフトウェア seca connect 103をネットワークサーバーにインストールする必要があります。ソフトウェアおよび連携費用は別途となります) 詳しい情報等お問合せはこちらへ：info@seca.co.jp

無線・有線プリンター対応

測定値を無線・有線プリンターへ送信し印刷することも可能です。

精度等級	3級
最大計量	300 kg
表示単位	150 kg まで 50 g、150 kg 以上 100 g
計量台サイズ (W x H x D)	600 x 70 x 467 mm
機能	測定者と患者の名前もしくはID表示機能、 カスタマイズ可能なショートカットボタン、 風袋引き機能、プリセット風袋機能、 2 in 1機能、ホールド機能、 オートホールド機能、オートBMI機能、 クリア機能、オートクリア機能、 オートレンジ機能、ダンピング機能、 Wi-Fi機能、イーサネット
オプション	+ 無線・有線プリンター + RS232 インターフェースボックス