

EMR ready ハンドレールスケール(検定付) IDディスプレイ付き

seca
Precision for health

seca 655h

- + 安全性を高めるためにディスプレイには測定者と患者の名前もしくはIDが表示されます(電子カルテ連携時)
- + データ送信はタッチスクリーン上でコントロールできます
- + しっかりしたハンドレールで安全な体重測定が可能です
- + 大きな計量台はテスト済みのseca Bearclaw Glass®でできており、壊れにくく衛生的です
- + 別売オプションの愛らしいパンダは子どものスムーズな身長体重測定をサポートします
- + EMR ready: 測定値を電子カルテ(EMR)へダイレクトに送信可能です(連携費用別途)



こちらから製品動画をご確認いただけます



EMR

3年間
保証対象製品



画像にはバーコードスキャナーホルダー seca 463(別売)と
バーコードスキャナー(弊社取扱なし)が含まれています

EMR ready ハンドレールスケール(検定付) IDディスプレイ付き



患者が安定して立つために堅牢で人間工学的ハンドレール

エレガントにカーブしたハンドレールは鋳鉄の基部で計量台と統合されており、体重計の一部となっているため、掴まったまま測定しても体重測定値に影響を与えません。これにより動きの限られた患者でも安全かつ楽に体重計に乗ることができ、測定者のワークフローが改善されるだけでなく、患者自身の転倒リスクの軽減が期待できます。ハンドレールは人間工学的にデザインされ、その理想的なグリップは、どのような身長 of の患者にも対応できます。

体重計

精度等級	3 級
最大計量	300 kg
表示単位	150 kg まで 50 g、150 kg 以上 100 g
計量台サイズ (W x H x D)	600 x 70 x 467 mm
機能	測定者と患者の名前もしくはID表示機能、 風袋引き機能、プリセット風袋機能、 2 in 1機能、ホールド機能、 オートホールド機能、オートBMI機能、 クリア機能、オートクリア機能、 ダンピング機能、スタンバイモード機能、 Wi-Fi機能、イーサネット
オプション	+ バーコードスキャナーホルダー seca 463 + パンダ seca 459 + 無線・有線プリンター + RS 232 インターフェースボックス



広く衛生的な計量台

seca 655hの計量台は壊れにくいseca Bearclaw Glass®でできています。ガラスはスタイリッシュなだけでなく、プラスチック等より劣化しにくく、特に衛生面においては優秀です。お手入れは素早く簡単で、ステンレスと同程度の除菌率があります。ガラスの表面には安全に乘れるようにスリップ防止加工が施されています。また、計量台には堅牢なゴムタイヤが付いていて、スムーズな移動を可能にします。



IDディスプレイは使いやすく 電子カルテへのデータ送信は容易です

seca 655hは測定データと電子カルテ(EMR)システムとの連携を想定して特別に開発されました。体重値と測定時間等のデータは電子カルテサーバーなどに保管され、各ユーザーからアクセス可能です。IDディスプレイはバーコードスキャナーで読み込んだ患者の名前もしくはIDを各測定値と共に表示します。これによって連携プロセスが可視化され、安全性・利便性がより高まります。(電子カルテシステムと連携するためには、ソフトウェア seca connect 103をネットワークサーバーにインストールする必要があります。ソフトウェアおよび連携費用は別途となります) 詳しい情報等お問合せはこちらへ：info@seca.co.jp

無線・有線プリンター対応

測定値を無線・有線プリンターへ送信し印刷することも可能です。