

EMR ready 超音波式全自動身長体重計(検定付)

seca
Precision for health

seca 655uh / seca 655uhp

- + 安全性を高めるためにディスプレイには測定者と患者の名前もしくはIDが表示されます(電子カルテ連携時)
- + データ送信はタッチスクリーン上でコントロールできます
- + 完成された超音波テクノロジーにより実現した優れた精度と高速測定
- + しっかりしたハンドレールで安全な体重測定が可能です
- + 大きな計量台はテスト済みのseca Bearclaw Glass®でできており、壊れにくく衛生的です
- + 別売オプションの愛らしいパンダは子どものスムーズな身長体重測定をサポートします
- + 測定値を付属のプリンターから出力できます (seca 655uhpのみ)
- + EMR ready: 測定値を電子カルテ(EMR)へダイレクトに送信可能です(連携費用別途)



こちらから製品動画をご確認いただけます



EMR



seca 655uhpの
ディスプレイ部分

3年間
保証対象製品



画像にはバーコードスキャナーホルダー seca 463(別売)と
バーコードスキャナー(弊社取扱なし)が含まれています

EMR ready 超音波式全自動身長体重計(検定付)



最新式の身長測定

超音波を使用する測定はおそらく最もエレガントな身長測定方式です。3セットの超音波センサーを使用した測定は正確なだけでなく、医療関係者のハンズフリー測定を可能にします。オン/オフ切り替え可能な自動音声ガイダンスと光る足型が自動測定プロセスをサポートし、その最適なワークフローは、スピーディで高精度な測定と感染リスクの排除を提供します。

体重計

精度等級	3 級
最大計量	300 kg
表示単位	150 kg まで 50 g、150 kg 以上 100 g
サイズ (W×H×D)	801 × 2,387 × 650 mm
計量台サイズ (W×H×D)	600 × 70 × 467 mm
機能	測定者と患者の名前もしくはID表示機能、風袋引き機能、プリセット風袋機能、2 in 1機能、ホールド機能、オートホールド機能、オートBMI機能、クリア機能、オートクリア機能、ダンピング機能、スタンバイモード機能、Wi-Fi機能、イーサネット
オプション	+ バーコードスキャナーホルダー seca 463 + パンダ seca 459 + アニマルステッカー seca 487 + RS232 インターフェイスボックス seca 480

超音波式身長計

測定範囲	100 – 220 cm
表示単位	1 mm
機能	自動較正



全ての要求に一つの測定ステーション

体重測定・身長測定、そして電子カルテ(EMR)へ即時にデータを送信(別途有償) - seca 655uh/ seca 655uhpは効率的で安全なワークフローを提供します。子供から大人までの使用に対応した広い測定範囲。お手入れが素早く簡単なガラスの計量台はスタイリッシュなだけでなく、とても衛生的です。特別に開発された高強度のseca Bearclaw Glass®を採用しています。



IDディスプレイは使いやすく電子カルテへのデータ送信は容易です

seca 655uh / seca 655uhpは測定データと電子カルテ(EMR)システムとの連携を想定して特別に開発されました。体重値と測定時間等のデータは電子カルテサーバーなどに保管され、各ユーザーからアクセス可能です。IDディスプレイはバーコードスキャナーで読み込んだ患者の名前もしくはIDを各測定値と共に表示します。これによって連携プロセスが可視化され、安全性・利便性がより高まります。(電子カルテシステムと連携するためには、ソフトウェア seca connect 103をネットワークサーバーにインストールする必要があります。ソフトウェアおよび連携費用は別途となります) 詳しい情報等お問合せはこちらへ: info@seca.co.jp

無線プリンター付属 (seca 655uhpのみ)

身長計付体重計の本体とプリンターが一体となっているため、プリンターの置き場所を新たに設定する必要がありません。体重・身長・BMIが一覧が印字されるため、転記ミスなどの予防にも効果的です。

※天井までの高さが2,500mm以下の場合はお問合せください。