

seca 665

Plateforme de pesée électronique pour fauteuils roulants (III)



- Très grande capacité.
- Plateau surbaissé et rampes d'accès s'abaissant automatiquement.
- Fonction pré-TARE intégrée.
- Facilement repliable et mobile.

seca 665 :

Nous nous concentrons sur l'essentiel,
pour plus de convivialité.

Sécurité, fonctionnalité, esthétique : La balance seca 665 définit un nouveau standard de la pesée médicale. Spécialement conçue pour la pesée en fauteuil roulant dans les services de rééducation, de soins aux personnes âgées, les hôpitaux et les services de dialyse, elle offre aux utilisateurs et aux patients un maximum de confort et de sécurité.

Très grande capacité et rampe facilement accessible.

La capacité considérable de 300 kg de la plateforme de pesée seca 665 permet de peser sans problème les patients corpulents en fauteuil roulant. Avec son plateau extrêmement bas et sa rampe d'accès qui s'abaisse automatiquement, cette balance est facilement accessible en fauteuil roulant. Les butées latérales qui font partie intégrante du plateau et son revêtement de caoutchouc rainuré noir contribuent également à une pesée en toute sécurité.

Fonction Pré-TARE intégrée.

La fonction Pré-TARE permet de déterminer préalablement le poids du fauteuil roulant. Il suffit d'appuyer sur une touche pour déduire automatiquement cette valeur du résultat de la pesée et obtenir ainsi le poids propre du patient.

Facilement repliable et mobile.

Une unité d'affichage pivotante à grands chiffres LCD permet une lecture du poids aussi commode pour le patient que pour le personnel soignant dont la tâche est considérablement simplifiée par la mobilité de la balance : repliable en un tour de main, la seca 665 peut être facilement déplacée sur ses roulettes.



La seca 665 est repliable et se déplace aisément sur ses roulettes de transport.

La plateforme est dotée de butées latérales pour que les fauteuils roulants y accèdent en toute sécurité.

**seca 665**

Caractéristiques techniques

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 1.102 x 912 x 1.150 mm
- Dimensions plateforme (LxHxP) : 760 x 55 x 930 mm
- Poids : 33,4 kg
- Alimentation : bloc secteur, piles rechargeables
- Fonctions : TARE, pré-TARE, HOLD, changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique
- En option : interface RS232 seca 460
- Classe d'étalonnage : M_2