

电子轮椅秤, 具有易于上下的称重平台

seca 665 

new



▲ 极大的称重能力. 极低的平台和自动调节的斜坡板. 一体化的预设除皮功能. 易于折叠和搬运.

舒适的称量源于专注细节



安全、多功能、美观的设计使得 seca 665 为医疗称重领域建立了标准。为称重坐轮椅的病人所特别设计,在医院、透析中心、康复中心和疗养院,seca 665 为其使用者和病人提供了最大的舒适度和安全性。

极大的称重能力和容易上下的坡道

凭借 300 公斤的称重能力,即便是大体重病人,这种轮椅秤也可便捷地称量其体重。极低的平台和自动调节的斜坡板,便于轮椅上下。侧面的安全挡板和黑色的防滑表面设计为称重者提供了多一份的安全。

一体化的预设除皮功能

一体化的预设除皮功能利用其内部重量存储器可以先将轮椅的重量储存,只需按一下按钮就可将轮椅的重量减去,自动计算出病人的净重。

配储存芯片的 seca 665C 型

另外,由于配有储存芯片,seca 665C 型能储存并识别不同的轮椅重量。这个储存芯片可以通过专用固定器安装到不同的轮椅上。

易于折叠和搬运

旋转式液晶显示屏可显示大字体数字,使病人和护理员均能很容易地读取数据。这款秤还有一个很重要的优点是可移动性:seca 665 型轮椅秤可迅速进行折叠和搬运。



技术数据

seca 665 型

最大称量: 300 kg

检定分度值: 100 g < 200 kg > 200 g

外形尺寸(长 x 高 x 宽): 1,102 x 911 x 1,150 mm

平台外形尺寸(长 x 高 x 宽): 800 x 65 x 985 mm

重量: 30.3 kg

电源: 交流电变压器/充电电池

准确度等级: III

功能: 自动关闭、预设除皮、去皮、保持、称重范围切换、减振装置

选配: seca 460 型 RS232 适配器

