

# seca 676

Báscula para silla de ruedas con transmisión inalámbrica, con pasamanos y ruedas de transporte

integrable en SGP



- Plataforma amplia.
- Barandilla robusta y antideslizante.
- Plegable y móvil.
- Para guardar en espacios reducidos.
- Función Pre-TARA con 3 memorias para el peso adicional.

## seca 676:

Para el pesaje seguro, aun cuando cueste mantenerse de pie.

No todas las personas gozan de un buen estado físico o de una buena capacidad motriz. Cuanto más avanza la edad, mayores suelen ser las dificultades para caminar o para mantenerse de pie. Hay jóvenes y ancianos que padecen enfermedades metabólicas como diabetes, que con gran frecuencia ocasiona sobrepeso. O personas que han sufrido fracturas óseas. Y en los últimos meses de embarazo, la movilidad de las mujeres es bastante reducida. Los hospitales, los centros de rehabilitación, las residencias para la tercera edad y las residencias geriátricas deben estar preparados para ofrecer a esta clase de pacientes la mejor atención posible, y es seguro que lo estarán con la pesapersonas para sillas de ruedas seca 676.



Hoja de producto **seca 676**

### Plataforma amplia y barandilla robusta.

La pesapersonas seca 676 ofrece prestaciones universales gracias a su plataforma antideslizante de generosas dimensiones y una barandilla robusta y estable. Facilita el pesaje de personas en sillas de ruedas o sentadas en una silla; asimismo, las personas con dificultades motrices o débiles pueden sujetarse a la barandilla sin ayuda ajena.



### Plegable y móvil, para guardar en un espacio reducido.

Después del pesaje, la pesapersonas seca 676 se puede plegar con unas pocas maniobras para guardarla en un espacio reducido. El firme bloqueo entre la barandilla y la plataforma asegura una posición firme de la pesapersonas, incluso plegada. En estado plegado, la barandilla también sirve de asidero. De esta manera, la seca 676 con sus ruedas de marcha suave se puede desplazar y guardar con un mínimo esfuerzo físico.



*La pesapersonas se puede plegar fácilmente, para transportarla con toda comodidad.*

### Funciones inteligentes para un pesaje confortable.

La pantalla orientable situada a la altura de la cadera facilita el trabajo de médicos y personal sanitario. Después del pesaje, el paciente puede recibir la atención inmediata que necesita, mientras el resultado queda guardado con la función HOLD. El peso adicional de todos los elementos auxiliares, tales como sillas con o sin ruedas, se elimina fácilmente mediante la función TARA. Además, la pesapersonas dispone de memorias para tres pesos adicionales y una función BMI (Índice de Masa Corporal).

## seca 676

### Datos técnicos

- Capacidad: 360 kg / 800 lbs
- División: 50 g / 0.1 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 920 x 1,120 x 1,150 mm / 36.2 x 44.1 x 45.3"
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 800 x 55 x 965 mm / 31.5 x 2.2 x 38"
- Peso: 38 kg / 83.8 lbs
- Alimentación: Red eléctrica
- Funciones: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, conmutación kg/lbs, amortiguación, SEND/PRINT
- Variante: seca 676r con interfaz RS232 integrado
- Compatible con: 360° impresora inalámbrica advanced seca 466, 360° impresora inalámbrica seca 465, adaptador USB 360° wireless seca 456, seca 456 wa, software seca analytics 115 y seca emr flash 101, estadiómetro seca 274 ó seca 264