

seca 684

Báscula electrónica multifunción



- Pesaje seguro; para personas paradas, sentadas o en silla de ruedas.
- Sólido pasamanos para afirmar la posición.
- Plataforma grande y de fácil acceso, también para silla de ruedas.
- Barrera para ruedas delanteras.
- Pantalla orientable.
- Funciones TARA, auto-HOLD y de amortiguación.
- Ruedas integradas, para el uso móvil.

seca 684:

Pesaje sin menoscabo.

La báscula multifunción seca 684 es una verdadera báscula universal que aligera la carga cotidiana de los profesionales de la medicina. Con su diversidad de funciones se han tenido en cuenta todos los aspectos importantes para que el pesaje en medicina general, nefrología y centros de atención sea rápido, cómodo, preciso y seguro. Resultado: una báscula que alivia la tarea, día a día.



Pesaje seguro de personas paradas, sentadas o en silla de ruedas.

Durante el pesaje en esta báscula, las personas con dificultades motrices podrán estabilizar su posición afirmándose en el pasamanos o tomar asiento en el cómodo asiento, rebatible con una sola maniobra. Además, la báscula seca 684 es muy indicada para el pesaje en una silla de ruedas: puede subirse por la rampa sin dificultades a la plataforma amplia y de escasa altura, donde una barrera para las ruedas delanteras proporciona un plus de seguridad.

Función TARA, auto-HOLD y de amortiguación.

Las funciones TARA y pre-TARA permiten comprobar con precisión el peso neto. Con una simple presión de botón se deduce la tara de la silla de ruedas, que estaba incluida en el pesaje. Gracias a la práctica función auto-HOLD, el valor queda retenido hasta que la persona pesada haya recibido toda la atención que necesita y se haya apuntado el resultado. El sistema de amortiguación compensa movimientos para dar resultados precisos. La pantalla orientable está dispuesta a una altura cómoda y fácilmente manejable.

Detalles útiles para un uso perfecto.

El recubrimiento de caucho antideslizante y el pasamanos ofrecen una gran seguridad; asimismo, esta báscula multifunción con ruedas incorporadas se puede transportar sin inconvenientes. El RS232 seca 460 garantiza la transmisión de los datos a un PC.



Permite pesar al paciente de pie o sentado.

La pantalla giratoria se puede orientar hacia el paciente o hacia el personal sanitario.



La rampa integrada facilita enormemente el acceso con sillas de ruedas.

seca 684

Datos técnicos

- Capacidad: 360 kg / 800 lbs
- División: 100 g / 0,2 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 910 x 1.100 x 1.064 mm / 35,8 x 43,3 x 41,9"
- Dimensiones plataforma (AxAxP): 760 x 50 x 820 mm / 29,9 x 2 x 32,3"
- Peso: 59,5 kg / 131,2 lbs
- Funciones: TARA, pre-TARA, auto-HOLD, BMI, conmutación kg/lbs, amortiguación
- Alimentación: Red eléctrica
- Opcional: Adaptador RS232 seca 460
- Rampa seca 470 incluida
- Asiento de madera aglomerada